Etaleurs stériles forme L coloris blanc ou bleu



Etaleur stérile, en forme de L, à bout recourbé pour éviter de griffer la surface du milieu de culture. Emballage unitaire ou par sachet de 5. Diamètre : 3 mm. Coloris bleu ou blanc.

Référence	Coloris	Longueur rateau	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
999060B	Blanc	35 mm	1	400	**NC -**
999059B	Blanc	35 mm	5	400	**NC -**
042820	Bleu	33 mm	1	500	**NC -**
042821	Bleu	34 mm	5	1000	**NC -**

Etaleurs forme T




Etaleur stérile en forme de T. Emballage unitaire, par 5 ou par 10.

Référence	Forme	Longueur rateau	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
042822	Forme T	35 mm	1	500	**NC -**
042823	Forme T	35 mm	5	1000	**NC -**
042824	Forme T	34 mm	10	1000	**NC -**

Etaleurs stériles forme L vert ou orange





010178 / 010177

- **Etaleurs à usage unique**
- **Forme L à bout recourbé**
- **En polystyrène ou ABS**
- **Surface lisse**
- **L x l x ø : 146 x 38 x 4 mm**
- **Emballage unitaire ou par 10**

Référence	Coloris	Matériau	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
037616	Vert	ABS	10	500	**NC -**
010178	Orange	PS	10	500	**NC -**
010177	Orange	PS	1	500	**NC -**

PS : polystyrène ABS : acrylonitrile butadiène styrène

Etaleurs Wheaton®




NOUVEAU

DWK LIFE SCIENCES

- **Forme lisse en L**
- **Stériles**

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055779	Etaleurs en L	5	500	**NC -**

Etaleurs forme L stériles



- **En polystyrène**

NOUVEAU

Longueur (mm)	148
Référence	**483045**
Unité d'emb.	5
Unités/carton	2400
CHF/carton	**NC -**
Référence	**483046**
Unité d'emb.	1
Unités/carton	2000
CHF/carton	**NC -**