
Etaleurs stériles forme rateau



Dimensions : 172 x 37 x 14 mm. Manipulation facile. Stériles

Référence	Désignation	Unité d'emb.	CHF les 500
037877	Etaleurs stériles	1	176,70 -

Spatules de Drigalski



- En verre
- L x l x ø : 145 x 50 x 5 mm
- Pour une répartition uniforme du matériel biologique

Référence	Désignation	CHF
140605	Spatule de Drigalski 145 x 50 mm	6,30 -

Etaleurs en acier inox

Pour l'étalement des bactéries sur boîtes de Petri.

- En acier inox
- Autoclavables
- Stérilisables à la flamme
- Longueur : 302 mm
- Deux largeurs : 16 ou 25 mm



Référence	Désignation	CHF
085968	Etaleur acier inox largeur 16 mm	56,30 -
085969	Etaleur acier inox largeur 25 mm	56,40 -

Spatules d'agitation double

Spatules à double fonction :
- spatule d'agitation à une extrémité (30 x 7 mm) ;
- tige d'inoculation de l'autre (38 x 1 mm).


Longueur totale : 150 mm. Epaisseur : 7 mm.



Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
999065	Agitateur - inoculateur stérile	5	1000	172,35 -

Baguettes d'agitation

- En verre sodocalcique ou borosilicaté
- Diamètre : 8 mm, longueur : 250 mm



Référence	Désignation	CHF
673329	Baguette d'agitation en verre sodocalcique	4,90 -
673330	Baguette d'agitation en verre borosilicaté	5 -

Pince de prélèvement stérile

- A surface interne gaufrée pour une meilleure préhension des objets
- Stérile, emballage unitaire



Référence	Désignation	Longueur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
085931	Pince de prélèvement	108	25	125,60 -

Spatules Smartspatula

- En polypropylène, à usage unique
- Pour creuser, mélanger, gratter
- Une spatule à l'une extrémité, et un grattoir à l'autre extrémité
- Utilisable avec des échantillons congelés dans l'azote liquide
- Résistant aux acides et bases dilués
- Transfert thermique minimal grâce à sa forme creuse
- Autoclavables
- Version opaque proposée en sous emballage stérile (sachet de 10)



Référence	Longueur (mm)	Type / coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
059362B	210	Opaque	300	NC -
059365B	210	Opaque stérile*	100	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com