
Piques



- Piques en bois
- 3 dimensions
- Certifiés 100 % contact alimentaire

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
711952	Pique 1 pointe, 66 mm	1000	NC -
711953	Pique 2 pointes, 68 mm	1000	NC -
711954	Pique 2 pointes, 80 mm	1000	NC -

Cure dents en bois



Référence	Longueur (mm)	ø (mm)	Nombre de pointes	Unités/ boîte	CHF/ boîte
046002	80	1,8	2	100	NC -
046003	80	1,8	2	1000	NC -
046098	68	1,8	2	1000	NC -
534804	65	2	1	800	NC -

Coton-tige



- Tige en bois

Référence	Nombre de têtes	Dim. tige Ø x l (mm)	Ø tête (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
046027	2	2,2 x 80	6	100	NC -

Piques en bois SmartPicks



- 3 longueurs : 32,5 mm, 63,5 mm et 152,4 mm
- Version 32,5 mm adaptée pour tubes de 1,5 ml
- 2 tailles de pointes : 1,6 mm (biseautée) et 0,4 mm (pointe type aiguille)
- Autoclavables

Référence	Longueur (mm)	ø pointe (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
320058	32,5	1,6	2000	NC -
320059	32,5	0,4	2000	NC -
320060	63,5	1,6	1500	NC -
320061	63,5	0,4	1500	NC -
320062	152,4	1,6	500	NC -
320063	152,4	0,4	500	NC -


Abaisse-Langue



- En bois
- Contact lisse
- Extrémités arrondies
- Non stérile, à usage unique

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
046009	Abaisse-langue en bois	150 x 18	100	NC -
534801	Abaisse-langue en bois ECO	150 x 18 x 2,2	100	NC -
534802	Abaisse-langue en bois ECO emb. unitaire	180 x 21 x 2,35	100	NC -

Ecouvillons Histobrush



Pour le prélèvement d'échantillons endocervicaux. Prélèvement d'échantillons intacts. Ecouvillon stérile en forme de brosse pour le prélèvement de cellules, recherche de chlamydiae, collecte selon la méthode de Papanicolaou, prélèvement dans les MST, etc.

- Efficacité près de 70 fois supérieure à celle d'un écouvillon traditionnel
- Stérile sous emballage individuel
- Longueur : 20 cm

Référence	Désignation	CHF les 100
252188	Ecouvillons Histobruch stérile	NC -

Ecouvillons pour prélèvement naso pharyngé

Ecouvillons secs

NOUVEAU



Tige	Matière	ABS
	Longueur (mm)	153
	Ø (mm)	2,5
	Sécable (mm)	100
Embout	Matière	Nylon
	Ø (mm)	3
Volume milieu (ml)		3

- Matériau tige : ABS
- Longueur totale : 150 mm
- Diamètre : 2,5 mm
- Hauteur de casse : 82,5 mm
- Pointe en nylon floquée
- Largeur : 3 mm
- Epaisseur : 3 mm
- Longueur : 16 mm
- Stériles
- CE et FDA
- Sous-emballage unitaire

Référence	Désignation	Unités/carton	CHF/ carton
011990	Ecouvillon sous sachet pelable	100	NC -

Ecouvillons avec milieu

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/carton
010233	Tube 10 ml avec 3 ml de milieu transport - préservation	500	NC -
010234	Tube 10 ml avec 3 ml de milieu préservation - inactivation virus	500	NC -