Ecouvillons DryTransport



Ecouvillons stériles sous tubes en polypropylène.
Le bouchon maintient la tige, assurant un environnement sécurisé pour l'échantillon.

Puritan

Réf.	Matériaux tige	Matériaux pointe	Taille de la pointe	Code couleur	Unités/ carton	CHF/ carton
263000	Polystyrène	Alginate de calcium	Standard	Bleu	100	**NC -**
263001	Bois	Alginate de calcium	Standard	Bleu	100	**NC -**
263002	Polystyrène	Coton	Standard	Rose	100	**NC -**
263003	Bois	Coton	Standard	Rose	100	**NC -**
263004	Polystyrène	Polyester	Standard	Vert	100	**NC -**
263005	Polystyrène	Rayonne	Standard	Blanc	100	**NC -**
263007	Polystyrène	Mousse	Petite	Bleu	100	**NC -**
263008	Polystyrène	Mousse	Standard	Bleu	100	**NC -**

Ecouvillons Purflock et Hydraflock



- **Tiges en polystyrène avec ou sans ligne de brisure**
- **Pointes purflock : microstructure unique permettant une absorption et un relargage rapide de l'échantillon**
- **Pointes hydraflock : structure spécialement adaptée pour un meilleur rendement de collecte**

Puritan

Stérile	Brisure (mm)	Forme de la pointe	Unités/ sachet	Unités/ carton	Purflock	CHF/ carton	Hydraflock	CHF/ carton
Non	80	Large	100	100	**263053**	**NC -**	**263035**	**NC -**
Non	80	Standard	100	100	**263054**	**NC -**	**263036**	**NC -**
Non	Sans	Mini	100	100	**263055**	**NC -**	**263037**	**NC -**
Non	100	Ultrafine	100	100	**263056**	**NC -**	**263038**	**NC -**
Non	100	Micro ultrafine	100	100	**263057**	**NC -**	**263039**	**NC -**
Non	80	Allongée	100	100	**263058**	**NC -**	**263040**	**NC -**
Non	30	Allongée	100	100	**263059**	**NC -**	**263041**	**NC -**
Non	100	Allongée	100	100	**263060**	**NC -**	**263042**	**NC -**
Non	Sans	Allongée	100	100	**263061**	**NC -**	**263043**	**NC -**
Oui	80	Large	1	50	**263062**	**NC -**	**263044**	**NC -**
Oui	80	Standard	1	50	**263063**	**NC -**	**263045**	**NC -**
Oui	Sans	Mini	1	50	**263064**	**NC -**	**263046**	**NC -**
Oui	100	Ultrafine	1	50	**263065**	**NC -**	**263047**	**NC -**
Oui	100	Micro ultrafine	1	50	**263066**	**NC -**	**263048**	**NC -**
Oui	80	Allongée	1	50	**263067**	**NC -**	**263049**	**NC -**
Oui	30	Allongée	1	50	**263068**	**NC -**	**263050**	**NC -**
Oui	100	Allongée	1	50	**263069**	**NC -**	**263051**	**NC -**
Oui	Sans	Allongée	1	50	**263070**	**NC -**	**263052**	**NC -**

Ecouvillons DryTransport avec pointe Purflock et Hydraflock



Puritan

- **Tiges en polystyrène**

Brisure (mm)	Forme de la pointe	Code couleur	Unités/ carton	Purflock	CHF/ carton	Hydraflock	CHF/ carton
80	Standard	Rouge	100	**263010**	**NC -**	**263009**	**NC -**
Sans	Mini	Noir	100	**263012**	**NC -**	**263011**	**NC -**
80	Mini	Vert	100	**263014**	**NC -**	**263013**	**NC -**
100	Mini	Jaune	100	**263016**	**NC -**	**263015**	**NC -**
100	Ultrafine	Orange	100	**263018**	**NC -**	**263017**	**NC -**
100	Micro Ultrafine	Blanc	100	**263020**	**NC -**	**263019**	**NC -**
80	Large	Rouge	100	**263022**	**NC -**	**263021**	**NC -**
30	Allongée	Blanc	100	**263024**	**NC -**	**263023**	**NC -**
100	Allongée	Blanc	100	**263026**	**NC -**	**263025**	**NC -**
Sans	Allongée	Blanc	100	**263028**	**NC -**	**263027**	**NC -**

Ecouvillons pour prélèvement d'ADN



- **Traités à l'oxyde d'éthylène**
- **Tige en bois, pointe en coton**
- **Contrôlés pour utilisation en PCR**
- **Livrés avec certificat d'analyse ADN**

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
020467A	Ecouvillons pour prélèvement d'ADN PCR certifiés	100	100	**NC -**

Ecouvillons pour prélèvements fins



- **Tige papier plastifiée**
- **Gamma irradiation avec Sal 10^{-6}**
- **Pointe coton mini diamètre 1,5 mm**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
039027B	Ecouvillons coton tige papier dans tube stérile	250	**NC -**