Ecouvillons à embout coton




Tige bois ou polypropylène. A un ou deux embouts coton.

Réf.	Tige	Dim. tige L x ø (mm)	Dim. embout L x ø (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
020305	Bois	400 x 4	50-60 x 15-20	100	100	NC -
020306	Bois	500 x 4	50-60 x 15-20	100	100	NC -
020307	Bois	200 x 3	25-30 x 5	100	100	NC -
020308	Bois	250 x 3	25-30 x 5	100	100	NC -
020309	Bois	300 x 3	25-30 x 5	100	100	NC -
020310	Polypropylène*	80 x 2,5	12 x 4-5	100	2000	NC -
020311	Bois*	80 x 2,5	12 x 4-5	100	2000	NC -
020317	Bois	230 x 2,2	12 x 4-5	100	1000	NC -
390696A	Bois	150 x 2	Largeur 5 mm	20	100	NC -
390580	Bois	150 x 2	Largeur 5 mm	1	5000	NC -
390696	Bois	150 x 2	Largeur 5 mm	1	10000	NC -

* Ecouvillon à 2 embouts

Brosse pour prélèvement Gynobrush



Brosse non stérile pour prélèvement. 4 modèles :
- Gynobrush : longueur 20 cm ;
- Gynobrush Plus : longueur 20 cm, embout terminé par du plastique souple ;
- Gynobrush Spécial : longueur 20 cm, embout à forme triangulaire ;
- Gynobrush Combi : longueur 24 cm, à deux côtés utilisables (brossette de prélèvement et spatule d'Ayres), embout terminé par du plastique souple.

Réf.	Désignation	CHF les 100
020411	Brosse de prélèvement Gynobrush	NC -
020412	Brosse de prélèvement Gynobrush Plus	NC -
020413	Brosse de prélèvement Gynobrush Spécial	NC -

Ecouvillons à tête polyuréthane



A tige plastique ou bois.

Réf.	Tige	Longueur tige (mm)	Embout	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
020312	Bois	150	Fin	100	100	NC -
020313B	Polypropylène	150	Large	25	25	NC -
020314	Bois	150	Large	25	100	NC -
020315A	Polypropylène*	150	Large souple	25	25	NC -

* Ecouvillon à 2 embouts

Flacons avec écouvillon



- **En polypropylène stérile (le bouchon de la réf. 930753 est en polyéthylène)**
- **Fond rond, à jupe**
- **Protègent l'échantillon des contaminations**
- **Un écouvillon en coton est fixé au bouchon (idéal pour le prélèvement d'échantillons)**
- **Joint en silicone pour une parfaite étanchéité**
- **Testés 95 kPa**

Référence	Volume (ml)	Unité d'emb	Unités/ carton	CHF/ carton
930752	5	100	500	NC -
930753	10	50	500	NC -

Ecouvillons en tube plastique

- **Ecouvillons livrés sous tube plastique avec étiquette de marquage**
- **Emballés par sachets de 100 ou 500**
- **Disponibles avec tige bois, plastique, aluminium ou papier avec embout pointe synthétique ou naturel**
- **Stériles**

Réf.	Matériau tige	Matériau pointe	Code couleur	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
020060	Bois	Coton hydrophile	Rouge	500	500	NC -
020060COP	Bois	Coton hydrophile	Rouge	100	100	NC -
020063	Plastique	Coton hydrophile	Rouge	500	500	NC -
042807	Plastique	Viscose	Blanc	100	1000	NC -
042864	Plastique	Viscose	Bleu	500	500	NC -
042811	Plastique	Dacron	Rouge	100	1000	NC -
042812	Aluminium	Synthétique	Orange	100	1000	NC -
042814	Aluminium	Dacron	Jaune	100	1000	NC -
042870	Aluminium	Viscose	Orange	500	500	NC -
042896*	Plastique	Synthétique	Blanc	50	500	NC -
042817	Aluminium	Synthétique	Bleu	500	1000	NC -

* Ecouvillon double



Ecouvillons stériles sous tube en polystyrène transparent

Ecouvillons stériles à tige bois et pointe coton, sous tube en polystyrène transparent.

Référence	Dimensions du tube (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
421180	16 x 150	1	700	NC -
421161	16 x 150	1000	1000	NC -
420180	16 x 110	1	700	NC -
420161	16 x 110	1000	1300	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com