Cuves de spectrophotométrie à usage unique ClearLine®



Cuves à usage unique, en deux types de matériaux :
- polystyrène (PS) : longueur d'onde 340 à 900 nm ;
- PMMA : longueur d'onde 300 à 900 nm.

Notre sélection


- **Trajet optique : 10 mm**
- **Emballées en coffret en polystyrène expansé**

Référence	Vol. (ml)	Nombre fenêtres	Type	Matière	Gamme spectrale (nm)	CHF les 100
030101	1,6	2	Semi micro	PS	340/900	**14,75 -**
030108	1,6	2	Semi micro	PMMA	300/900	**21,10 -**
030100	4	2	Macro	PS	340/900	**8,65 -**
030111	4	2	Macro	PMMA	300/900	**22,65 -**

Cuves de spectrophotométrie UVETTE

eppendorf





Cuves à usage unique pour UV – visible à double trajet optique : 10 mm ou 2 mm. A utiliser sur le Biophotomètre Eppendorf.

- **Emballage individuel ou sur rack**
- **Mesure : 220 à 1600 nm**
- **Volume : 50 à 2000 µl**
- **Hauteur faisceau : 8,5 mm**
- **L x l x h : 12,5 x 12,5 x 36 mm**

RNase-free • DNA-free • Protein-free
eppendorf
UVette®
50–2000 µl • 220–1600 nm • 10/2 mm

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
033189	Uvette® Eppendorf emballage individuel	80	**72,20 -**
033952	Uvette® Eppendorf sur rack	2 packs de 100	**151 -**

Adaptateurs pour photomètres d'autres marques

Les Uvettes® Eppendorf peuvent être utilisées sur la plupart des photomètres grâce à un adaptateur.

Référence	Pour photomètres	CHF
033337	Hauteur faisceau 8,5 mm	**83,20 -**
033338	Hauteur faisceau 10 mm	**83,20 -**
033339	Hauteur faisceau 15 mm	**83,20 -**
033340	Hauteur faisceau 20 mm (compatible Varian Cary 50)	**83,20 -**
033344	GeneQuant I et II	**83,20 -**

Cuves de spectrophotométrie à usage unique Ratiolab

- **Cuve à usage unique**
- **Dimensions externes : 12,5 x 12,5 x 45 mm**
- **Trajet optique : 10 mm**
- **Livrées en boîte polystyrène refermable de 100 cuves**



Pour lecture dans les UV (220 à 900 nm)

Résine plastique spéciale.

Référence	Vol. (ml)	CHF les 100
030105	1,6	**50,75 -**
030106	4	**45,35 -**

Pour lecture dans le visible

Référence	Vol. (ml)	Nombre fenêtres	Type	Matière	Gamme spectrale (nm)	CHF les 100
030101R	1,6	2	Semi micro	PS	340/900	**9,20 -**
030108R	1,6	2	Semi micro	PMMA	300/900	**18,60 -**
030109	1,6	2	Semi micro	Résine*	340/900	**50,75 -**
030100R	4	2	Macro	PS	340/900	**9,10 -**
030111R	4	2	Macro	PMMA	300/900	**18,60 -**
030112	4	2	Macro	Résine*	340/900	**45,35 -**

* résine résistante aux solvants : vérifier la compatibilité (cf. guide sur www.milian.com)

Bouchon pour cuvettes



Bouchons en polypropylène pour cuvettes.

Référence	Désignation	CHF les 1000
391101	Bouchon pour pour cuvettes	**41,15 -**

Eppendorf® Vis Cuvettes



eppendorf

- **Cuves à usage unique**
- **Mesures dans la gamme de 300 à 900 nm**
- **Hauteur du faisceau lumineux : 8,5 - 15 mm**
- **Idéales pour les essais colorimétriques de protéines, OD600, mesures en cinétique (Cuve Macro) et fluorescence**

Réf.	Désignation	Volume min. (µl)	Volume max. (µl)	Dim. (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
933027	Cuve macro	1000	4500	12,5 x 12,5 x 45	1000	**149 -**
933028	Cuve semi-micro	400	3000	12,5 x 12,5 x 45	1000	**158 -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com