
Cuves pour spectroscopie d'absorption Hellma



- Cuves avec 2 fenêtres, avec ou sans couvercle PTFE
- Cuves de type Macro, Semi Macro, Micro et Ultra micro selon les volumes
- Matériaux pour les fenêtres à choisir selon longueur d'onde : verre optique (OG), verre optique spécial (OS), quartz Suprasil® (QS), quartz Suprasil® 300 (QX)



Matériaux pour les fenêtres et codes couleurs	Longueur d'onde
Optical glass OG	360 nm – 2500 nm
Special optical glass OS	320 nm – 2500 nm
Quartz SUPRASIL® QS	200 nm – 2500 nm
Quartz SUPRASIL® 300 QX	200 nm – 3500 nm

Modèle Hellma	Trajet optique (mm)	Vol. (ml)	H x l x L ext. (mm)	l int. (mm)	Remarque / épaisseur fond (mm)	Verre Réf.	Verre CHF la cuve	Quartz SUPRASIL® QS Réf.	Quartz SUPRASIL® QS CHF la cuve	Quartz SUPRASIL® 300 QX Réf.	Quartz SUPRASIL® 300 QX CHF la cuve
Cuves standard sans couvercle											
6030	10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	9,5	1,5	139065A	55,35 -	139066A	125,80 -	-	-
6030	20	7	45 x 12,5 x 22,5	9,5	1,5	139073A	-	-	-	-	-
6030	40	14	45 x 12,5 x 42,5	9,5	1,5	139063A	110,30 -	-	-	-	-
Cuves haute précision couvercle PTFE											
100	1	0,35	45 x 12,5 x 3,5	9,5	1,5	139142	108 -	139072A	195,55 -	139143	235,85 -
100	2	0,7	45 x 12,5 x 4,5	9,5	1,5	-	-	139101A	189,80 -	139110	350,35 -
100	5	1,75	45 x 12,5 x 7,5	9,5	1,5	-	-	139148	184 -	856264	292,60 -
100	10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	9,5	1,5	139000A	78,55 -	139001A	156,25 -	139141	193,65 -
100	20	7	45 x 12,5 x 22,5	9,5	1,5	-	-	139144	201,35 -	-	-
100	40	14	45 x 12,5 x 42,5	9,5	1,5	-	-	139146	274,95 -	-	-
100	50	17,5	45 x 12,5 x 52,5	9,5	1,5	-	-	139108A	347 -	856267	429,75 -
100	100	35	45 x 12,5 x 102,5	9,5	1,5	-	-	139105	486,80 -	856268	700,15 -
Cuves haute précision bouchon PTFE											
110	1	0,35	52 x 12,5 x 3,5	9,5	1,5	-	-	139079A	276,50 -	856269	397 -
110	2	0,7	52 x 12,5 x 4,5	9,5	1,5	-	-	139080A	276,50 -	-	-
110	5	1,75	46 x 12,5 x 7,5	9,5	1,5	-	-	139166	246,30 -	-	-
110	10	3,5	46 x 12,5 x 12,5	9,5	1,5	-	-	139016A	241,95 -	139161	270,40 -
110	20	7	46 x 12,5 x 22,5	9,5	1,5	-	-	139163	302 -	-	-
110	40	14	46 x 12,5 x 42,5	9,5	1,5	-	-	-	-	-	-
110	50	17,5	46 x 12,5 x 52,5	9,5	1,5	-	-	-	-	-	-
Cuves semi-micro											
104	5	0,7	45 x 12,5 x 7,5	4	3,2	-	-	139151	211,75 -	-	-
104	10	1,4	45 x 12,5 x 12,5	4	3,2	-	-	139004A	195,70 -	-	-
104	50	7	45 x 12,5 x 52,5	4	3,2	139149	218,85 -	139150	401,30 -	-	-
104B	10	1,4	45 x 12,5 x 12,5	4	3,2	-	-	139010A	309,25 -	-	-
108	10	1	45 x 12,5 x 12,5	4	9	-	-	139034A	237,55 -	-	-
114	10	1,4	46 x 12,5 x 12,5	4	3,2	-	-	139018A	274,95 -	-	-
114B	10	1,4	46 x 12,5 x 12,5	4	Parois noires / 3,2	-	-	139020A	441,15 -	-	-
Cuves micro											
104.002	10	0,7	45 x 12,5 x 12,5	2	3,2	-	-	139006A	207,80 -	-	-
104.002B	10	0,7	45 x 12,5 x 12,5	2	Parois noires / 3,2	-	-	139008A	344,55 -	-	-
105	10	0,3	25 x 12,5 x 12,5	2	1,5	-	-	139011A	164,25 -	-	-
108.002	10	0,5	45 x 12,5 x 12,5	2	9	-	-	139035A	243,50 -	-	-
108.002B	10	0,5	45 x 12,5 x 12,5	2	Parois noires / 9	-	-	139061A	446,85 -	-	-
115	10	0,4	40 x 12,5 x 12,5	2	1,25	-	-	139021A	282,50 -	-	-
115B	10	0,4	40 x 12,5 x 12,5	2	Parois noires / 1,25	-	-	139022A	485,30 -	-	-











Cales pour cuves 1,2 et 5 mm

Référence	Désignation	CHF
139076	Cale 9 mm pour cuve 1 mm	91,05 -
139077	Cale 8 mm pour cuve 2 mm	91,05 -
139078	Cale 5 mm pour cuve 5 mm	91,05 -



