
Portoir en ABS pour 24 cuves




- Portoir empilable en ABS
- L x l x h : 250 x 54 x 37 mm
- Coloris blanc avec marquage alphanumérique

Référence	Désignation	CHF
39186082	Portoir pour 24 cuves	8 -

Portoirs pour cuves de spectrophotométrie








Portoirs en polypropylène autoclavable pour cuves de dimensions 12,5 x 12,5 mm

Référence	Désignation	L x l x h (mm)	CHF
045869	Portoir avec poignée pour 12 cuves	114 x 111 x 111	67,65 -
045870	Portoir bas gradué pour 20 cuves	209 x 70 x 35	87,60 -
090282	Portoir pour 16 cuves	NC	15,75 -

Spatules d'agitation pour cuvettes

- En polystyrène usage unique
- L x ø : 120 x 3 mm

Référence	Désignation	CHF les 500
091416B	Spatule d'agitation pour cuvettes	24,60 -



Etalons pour spectrophotométrie

NOUVEAU

- Existent sous forme de cuve scellée ou sous forme de solution en flacon
- Certificat raccordé au NIST

Etalon de bande passante

Contrôle du ratio entre les valeurs du pic à 268,7 nm et du creux à 266,8 nm. Conforme avec la pharmacopée européenne.

Réf.	Désignation	CHF
440689	Cuves UV scellées, étalon de bande passante et blanc	3017,75 -
440690	Solution étalon bande passante 100 ml	275,40 -
440691	Solution de blanc pour étalonnage de la bande passante 100 ml	275,40 -

Etalon d'absorbance / transmission et linéarité dans l'UV (235, 257, 313 et 350 nm)

Contrôle de la mesure d'absorbance pour différentes longueurs d'onde dans l'UV (linéarité de réponse). Conforme avec la pharmacopée européenne.

Réf.	Désignation	CHF
440694	Solution étalon d'absorbance (acide sulfurique 0,005 M) 100 ml	509,40 -
440697	Solution étalon d'absorbance (acide sulfurique 0,005M) 100 ml	1398,85 -

Etalon de résolution pour spectrophotométrie dérivée

Conforme avec la pharmacopée européenne.

Réf.	Désignation	CHF
440698	Cuves UV scellées, étalon de résolution et blanc	275,40 -
440699	Solution étalon de résolution	275,40 -
440704	Solution de blanc (méthanol) pour étalonnage de la résolution	1212,05 -

Etalon de ligne de base

Contrôle de la lumière parasite.
Conforme avec la pharmacopée européenne.

Réf.	Désignation	CHF
440705	Cuves UV scellées, étalon de résolution et blanc	509,40 -
440706	Solution étalon de la ligne de base	275,40 -
440707	Solution de blanc (eau) pour étalonnage la ligne de base	1142,55 -

Etalon de longueur d'onde de 240 à 640 nm (certifié pour des bandes passantes de 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm et 2 nm)

Contôle l'absence de décalage de longueur d'onde. Conforme avec la pharmacopée européenne.

Réf.	Désignation	CHF
440708	Cuve UV scellée, étalon de longueur d'onde de 240 à 640 nm	231,80 -
440709	Solution étalon de longueur d'onde de 240 à 640 nm - 12 x 5 ml	184,95 -

Cuves de spectrophotométrie ECO

- Cuves en polystyrène de bonne qualité optique
- Trajet optique : 10 mm, gamme spectrale : 340 à 900 nm
- Présentées rangées sur portoirs en polystyrène expansé

Référence	Désignation	CHF les 1000
111117B	Cuves macro 4 ml	NC -
112117B	Cuves micro 2 ml	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com