
## Lamelles en verre couvre-objet




### Modèles économiques - épaisseur N°1 : 0,13 à 0,17 mm

| Référence | Dimensions (mm) | CHF les 1000 | Référence | Dimensions (mm) | CHF les 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100030N | 18 x 18 | NC - | 100037N | 24 x 40 | NC - |
| 100031N | 20 x 20 | NC - | 100038N | 24 x 50 | NC - |
| 100032N | 22 x 22 | NC - | 100039N | 24 x 60 | NC - |
| 100353N | 22 x 26 | NC - | 100045N | ø 10 | NC - |
| 100034N | 22 x 32 | NC - | 100040N | ø 12 | NC - |
| 100033N | 24 x 24 | NC - | 100354N | ø 15 | NC - |
| 100035N | 24 x 32 | NC - | - | - | - |

### Modèles en verre borosilicaté - épaisseur N°1 : 0,13 à 0,17 mm

- Incolore, à très faible taux en fer
- Indice de réfraction adapté à la microscopie

| Référence | Dimensions (mm) | CHF les 1000 | Référence | Dimensions (mm) | CHF les 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100030 | 18 x 18 | NC - | 100049 | 25 x 40 | NC - |
| 100031 | 20 x 20 | NC - | 100268 | 25 x 50 | NC - |
| 100032 | 22 x 22 | NC - | 100269 | 25 x 60 | NC - |
| 100265 | 22 x 30 | NC - | 100047 | 25 x 70 | NC - |
| 100034 | 22 x 32 | NC - | 100045 | ø 10 | NC - |
| 100046 | 22 x 40 | NC - | 100040 | ø 12 | NC - |
| 100266 | 22 x 50 | NC - | 100048 | ø 13 | NC - |
| 100267 | 22 x 60 | NC - | 100041 | ø 14 | NC - |
| 100033 | 24 x 24 | NC - | 140540 | ø 18 | NC - |
| 100035 | 24 x 32 | NC - | 140539 | ø 20 | NC - |
| 100036 | 24 x 36 | NC - | 140541 | ø 22 | NC - |
| 100037 | 24 x 40 | NC - | 140542 | ø 24 | NC - |
| 100038 | 24 x 50 | NC - | 140499 | ø 25 | NC - |
| 100039 | 24 x 60 | NC - | 100042 | ø 28 | NC - |
| 100043 | 24 x 67 | NC - | 100044 | ø 30 | NC - |

## Lames porte-objet



- Lames en verre dégraissées, lavées, polies, prêtes à l'emploi
- Dimensions : 26 x 76 mm
- Epaisseur : 1 mm
- En verre ordinaire ou en verre extra-blanc qui améliore la transparence et la visualisation au microscope
- Emballage par boîte de 50
- Norme ISO 8037/1

### Lames économiques - Lames standard, lavées, prêtes à l'emploi.

| Bords | Plage dépolie 2 faces | Référence | CHF la boîte de 50 |
|---|---|---|---|
| Coupés | Non | 068762 | NC - |
| Coupés | Oui | 068763 | NC - |
| Rodé 90° | Non | 068764 | NC - |
| Rodé 90° | Oui | 068765 | NC - |

| | | Verre standard | | Verre extra-blanc | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bord | Plage dépolie | Référence | CHF la boîte de 50 | Référence | CHF la boîte de 50 |
| Coupé | Non | 100000 | NC - | 100253 | NC - |
| Coupé | Oui | 100001 | NC - | 100254 | NC - |
| Rodé 90° | Non | 100002 | NC - | 100255 | NC - |
| Rodé 90° | Oui | 100245 | NC - | 100256 | NC - |
| Rodé 45° | Non | 100246 | NC - | 100257 | NC - |
| Rodé 45° | Oui | 100003 | NC - | 100258 | NC - |

## Lames de microscopie grand conditionnement







- Particulièrement recommandées pour des analyses de sang, urine, échantillons de tissus et autres fluides biologiques, diagnostic in vitro
- Dim. : 26 x 76 x 1-1,2 mm
- Epaisseur : 1,1 ± 0,1 mm
- Verre transparent
- Qualité standard : avec papier entre les différentes lames
- Qualité argent : sans papier entre les différentes lames

| | | | Qualité standard | | Qualité argent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bords | Plage dépolie 2 faces | Coloris | Réf. | CHF la boîte de 2500 | Réf. | CHF la boîte de 2500 |
| Coupés | Non | - | 390998 | NC - | 390997 | NC - |
| Coupés | Oui | - | 395000 | NC - | 390999 | NC - |
| Rodés 45° | Non | - | 395002 | NC - | 395001 | NC - |
| Rodés 45° | Oui | - | - | - | 395003 | NC - |
| Rodés 45° | Oui | Orange | - | - | 395004 | NC - |
| Rodés 45° | Oui | Bleu clair | - | - | 395005 | NC - |
| Rodés 45° | Oui | Blanc | - | - | 395006 | NC - |
| Rodés 45° | Oui | Jaune | - | - | 395007 | NC - |
| Rodés 45° | Oui | Rose | - | - | 395008 | NC - |
| Rodés 45° | Oui | Vert | - | - | 395009 | NC - |

## Lamelles couvre-objet



- Particulièrement recommandées pour des analyses de sang, urine, échantillons de tissus et autres fluides biologiques, diagnostic in vitro
- Epaisseur : 0,13 - 0,17 mm
- Verre transparent

| Référence | Dimensions (mm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| 390989 | 18 x 18 | 2000 | NC - |
| 390990 | 20 x 20 | 2000 | NC - |
| 390991 | 22 x 22 | 2000 | NC - |
| 390992 | 24 x 24 | 2000 | NC - |
| 390993 | 24 x 32 | 1000 | NC - |
| 390994 | 24 x 40 | 1000 | NC - |
| 390995 | 24 x 50 | 1000 | NC - |
| 390996 | 24 x 60 | 1000 | NC - |