## Marqueurs hydrophobes à tracé de couleur



- Marqueurs hydrophobes, séchage rapide
- Adaptés pour les surfaces gelées et paraffine
- Résistants aux détergents (Tween 20, Triton X100)

| Rouge | Orange | Vert | Bleu | Jaune | Violet | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 594000 | 594001 | 594002 | 594003 | 594004 | 594005 | NC - |

## Marqueurs hydrophobes immunostaining




- Pour dessiner un cercle hydrophobe autour d'un échantillon
- Insolubles dans l'alcool et l'acétone, ne s'efface qu'au xylène

| Référence | Désignation | Epaisseur de la pointe (mm) | CHF |
|---|---|---|---|
| 490000 | PAP Pen Marqueur Immunostaining fin | 2 | NC - |
| 490001 | PAP Pen Marqueur Immunostaining épais | 5 | NC - |

## Marqueurs pointe diamant

Marqueur graveur de lame à pointe diamant.

- Longueur : 155 mm
- Conçus pour l'écriture sur lames de microscopie
- Corps en plastique ou en bois



| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 046100 | Stylo pointe diamant corps plastique | NC - |
| 140603 | Stylo pointe diamant corps bois | NC - |
| 046105 | Recharge pour stylo | NC - |

## Marqueurs de laboratoire Marker II Superfrost pour histologie

- Pour histologie et cytologie
- Encre permanente résistante aux solvants tels que xylène, alcool, acétone, formol
- Coloris rouge
- Ne résistent pas au chloroforme



| Référence | Coloris | CHF |
|---|---|---|
| 686009 | Rouge | NC - |

## Graveur électrique

- Pour marquer tubes, racks
- Pour écrire sur verre, bois, plastique, métal, pierre, os
- Sans cordon
- Fonctionne avec deux piles AA non comprises
- Pointe de gravage supplémentaire
- Longueur 17,8 cm
- Support vendu séparément
- Dimensions l x h : 8,9 x 8,6 cm




| Réf. | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 088748 | Graveur électrique à piles | NC - |
| 088749 | Support vertical | NC - |

## Graveur à pointe rétractable

Stylo graveur à pointe en carbure de tungstène rétractable, qui convient au verre, à la céramique et au plastique.



| Réf. | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 045884 | Graveur à pointe retractable | NC - |

## Etiquettes pour lames de microscopie



Etiquettes adhésives coloris assortis pour lames de microscopie.

- Bonne résistance aux solvants et aux températures (-70 °C à +100 °C)
- L x l : 22 x 22 mm
- Présentation sur feuilles de 96 étiquettes pour imprimante

| Orange | Bleu | Vert | Rouge | Rose | Jaune | Assortis | CHF/boîte de 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053156 | 053154 | 053155 | 053157 | 053006 | 053158 | 053159 | NC - |

## Plaques en verre pour hématologie



| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 049286 | Plaque de verre pleine 20 x 10 cm | NC - |
| 049440 | Plaque de verre pleine 20 x 20 cm | NC - |
| 049241 | Plaque de verre pleine 10 x 10 cm | NC - |
| 049263 | Plaque de verre pleine 16 x 14 cm | NC - |



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com