## Ventouse pour lame et lamelle couvre objet



- Adpatée pour lame et lamelle couvre objet
- Ne raye pas
- Permet d'éviter les bulles dans le milieu de montage
- Robuste

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 900515 | Ventouse pour lame et lamelle couvre objet | NC - |

## Super glue pour inclusion



- Lot de 3 tubes
- Contenance d'un tube : 1 g
- Prise ultrarapide : 10 secondes

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 999227 | Tubes de colle superglue-3 liquide 1 g - lot de 3 | NC - |


## Baume d'inclusion EUKITT®




- A durcissement rapide
- Solidification en 20 min.

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 045798 | Baume d'inclusion - flacon de 100 ml | NC - |
| 045799 | Baume d'inclusion - flacon de 250 ml | NC - |

## Spatule pour lames de microscopie



- Spatule d'étalement des échantillons sur lames
- Dépose régulière et sans strie
- Deux faces : une à angle droit, l'autre à angles coupés
- En polystyrène translucide

| Référence | Désignation | Unités/ boîte | CHF/ boîte |
|---|---|---|---|
| 050125 | Spatule Flex-Strips pour lames | 50 | NC - |

## Résines de montage pour microscopie EUKITT®

### EUKITT® Classic




- Solidification en 20 minutes
- Bonne conservation des échantillons à long terme
- Pas d'autofluorescence sous lumière UV
- Viscosité idéale pour colleuse de lamelles
- Indice de réfraction n[20 °C] : 1,49
- Viscosité : 500 - 750 mPa.s

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 124103 | EUKITT® Classic - flacon de 100 ml | NC - |
| 124104 | EUKITT® Classic - flacon de 250 ml | NC - |
| 124105 | EUKITT® Classic - flacon de 500 ml | NC - |

### EUKITT® neo

- Solidification en 20 minutes
- Formulation sans xylène
- Pas d'autofluorescence sous lumière UV
- Ne modifie pas la structure ou la couleur du matériel étudié
- Indice de réfraction n[20 °C] : 1,48
- Viscosité : 250 - 450 mPa.s

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 124100 | EUKITT® neo - flacon de 100 ml | NC - |
| 124101 | EUKITT® neo - flacon de 250 ml | NC - |
| 124102 | EUKITT® neo - flacon de 500 ml | NC - |

### EUKITT® UV

- Séchage en 30 secondes sous lumière UV
- Compatible avec tous les types de tissus
- Neutre et incolore
- Ne contient aucun solvant ou molécule organique
- Permet de traiter deux fois plus d'échantillons avec le même volume
- Indice de réfraction n[20 °C] : 1,48
- Viscosité : 350 - 550 mPa.s

| Référence | Désignation | CHF |
|---|---|---|
| 124106 | EUKITT® UV - flacon de 100 ml | NC - |