Plateaux de coloration pour 10 ou 20 lames



- **Pour la coloration en routine des échantillons qui nécessitent une ambiance humide**
- **Pour l'immuno-histochimie, l'hématologie, la cytologie et la microbiologie**
- **Empilables, à quatre pieds caoutchoutés**
- **Base en ABS noir contenant jusqu'à 20 lames positionnées sur les rails antiglisse**
- **La base fait office de réservoir pour le surcroit de liquide ou bien joue le rôle d'humidificateur**

Deux couvercles :
- un couvercle transparent en PETG pour visualiser les échantillons, utilisable de -20 °C à 60 °C ;
- un couvercle noir pour les incubations en fluorescence. En ABS, utilisable de -80 °C à + 80 °C.

Plateaux pour 10 lames - L x P x H (mm) : 240 x 240 x 45

Référence	Désignation	CHF
040200	Plateau coloration pour 10 lames avec couvercle clair	NC -
040201	Plateau coloration pour 10 lames avec couvercle noir	NC -
040202	Couvercle clair seul	NC -
040203	Couvercle noir seul	NC -

Plateaux pour 20 lames - L x P x H (mm) : 380 x 240 x 45

Référence	Désignation	CHF
040204	Plateau coloration pour 20 lames avec couvercle clair	NC -
040205	Plateau coloration pour 20 lames avec couvercle noir	NC -
040206	Couvercle clair seul	NC -
040207	Couvercle noir seul	NC -


Plateau de coloration pour 8 lames



- **Plateau pour 8 lames**
- **En polypropylène et polyéthylène mélangés**
- **Avec fond de récupération des liquides de volume 38 ml**
- **Format compact : 305 x 127 x 29,50 mm**
- **Couvercle à poignée de préhension intégrée et plateau noir pour les produits photosensibles**
- **Livré par 4 avec un couvercle**

Référence	Désignation	CHF les 4
047672	Plateau de coloration à usage unique (les 4 + 1 couvercle)	NC -

Bacs noirs à coloration pour produits photo-sensibles



- **Bacs à coloration en trois parties :**
  - bac de coloration
  - porte-lames pour 25 lames
  - couvercle étanche
- **En POM**
- **Anse repliable sur le porte-lames**

Référence	Désignation	CHF les 5
781342B	Porte-lames en POM noir	NC -
781343B	Bac à coloration seul	NC -

Boîtes à coloration en verre



Boîtes en verre sodocalciques. Constituée d'une cuve, d'un panier et d'un étrier (chaque élément est à commander séparément).

Pour 20 lames 76 x 26 mm dos à dos.

Référence	Désignation	L x l x h (mm)	CHF
068506	Cuve avec couvercle	105 x 85 x 75	NC -
068507	Panier (sans anse)	90 x 70 x 60	NC -
068508	Anse (fil acier)	-	NC -

Boîtes à coloration Coplin



Boîtes en verre sodocalcique avec couvercle, de type Coplin.
Capacité : 5 lames 76 x 26 mm ou 10 lames dos à dos.

Référence	ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
068512	73 x 105	1	NC -
4904355	90 x 115	1	NC -
4904354	90 x 115	10	NC -