
Portoir inclinable extensible pour 10 lames

Portoir en plexiglas capacité 10 lames. Cuve en PVC.

Référence	Désignation	CHF
065208	Cuve et portoir à coloration 380 x 170 x 80 mm (ensemble complet)	NC -
065210	Cuve à coloration 380 x 170 x 80 mm seule	NC -
065232	Portoir inclinable extensible pour 10 lames seul	NC -



Jarres de coloration Columbia

- Jarre de coloration pour 4 lamelles jusqu'à 22 mm de largeur
- En verre sodo-calcique
- Capuchon vissant en polyéthylène coaté Teflon
- Pour coating de lamelles avec Poly-D-Lysine par exemple ou pré-nettoyage de lamelles



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
048813	Jarre de coloration Columbia	1	NC -
048814	Jarre de coloration Columbia	6	NC -

Jarres de Coplin

- En polypropylène
- Autoclavables couvercle dévissé
- Pour 10 lames dos à dos
- ø x h : 59 x 114 mm



Référence	Désignation	CHF
085101	Jarre de Coplin	NC -

Cuves de coloration 50 lames

- Pour 50 lames de tailles 75 x 25 mm ou 75 x 38 mm ou 75 x 51 mm
- L x l x h ext. / int. : 200 x 105 x 83 mm / 185 x 88 x 68 mm
- Rack en inox résistant à la plupart des solutions de colorations
- Poignée permanente amovible permettant la fermeture de la cuve, ainsi que des ajouts/retraits de lames facilités

Référence	Désignation	CHF
048903	Cuve de coloration complète	NC -
048904	Cuve seule	NC -
048905	Couvercle seul	NC -
048906	Cuve et couvercle	NC -
048907	Rack seul	NC -



Boîte de coloration Coplin à couvercle vissant



- Boîte pour 10 lames 75 x 25 mm
- Ouverture sur le haut pour une manipulation sans forceps
- Couvercle vissant en polypropylène réduisant les évaporations
- Base rectangulaire, dimensions internes 26 x 26 x 70 mm
- Contient environ 55 ml

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
048909	Jarre de coloration avec couverle PP blanc	1	NC -
048910	Couverle de remplacement	6	NC -
048911	Jarre de coloration avec couverle PP blanc*	1	NC -

* Dimensions int. (L x l x h) : 26 x 26 x 90 mm

Support de nettoyage pour lamelles





- Pour 10 lamelles de 18,22 à 25 mm
- En polypropylène, autoclavable
- Bonne résistance chimique et thermique
- Dimensions (L x l x h) : 39 x 30 x 25 mm

Référence	Désignation	CHF
053492	Support de nettoyage pour 10 lamelles	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com