Cuve en verre avec portoir en verre ou en inox



- **Tailles de lames acceptées : 75 x 25 mm / 75 x 38 mm / 75 x 51 mm**
- **Dimensions int. (L x l x h) : 118 x 88 x 70 mm**
- **Portoir en verre avec anse pour 16 lames, 31 en diagonale ou 32 dos à dos**
- **Portoir en acier inox à poignée permanente amovible pour 30 lames**

Référence	Désignation	CHF
048810	Cuve en verre avec couvercle	NC -
048827	Portoir en verre avec anse	NC -
048899	Portoir acier inox avec anse	NC -

Cuves de coloration pour lames







Cuves

- **En polymère d'acétal**
- **Résistent à l'alcool et au xylène mais pas au phénol**
- **Pour 80 ml de réactif**
- **Utilisation de - 170 °C à 121 °C, autoclavables**
- **Dimensions : 64 x 76 x 92 mm**

Coloris	Bleu	Vert	Rose	Blanc	Jaune	CHF les 6
Référence	040677	040678	040679	040680	040681	NC -

Support de coloration

- **Peut contenir jusqu'à 12 lames de microscope**
- **Idéal pour les procédures aux micro-ondes (jusqu'à 120 °C)**
- **L x l x h : 60 x 64 x 97 mm**
- **S'utilise dans les cuves de coloration Easy Dip**

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
040676	Support de coloration pour 12 lames	6	NC -
040676A	Support de coloration pour 12 lames	1	NC -

Kits boîtes + support

Référence	Désignation	CHF
040682	Kit de 5 boîtes + 1 support de coloration	NC -
930602	Kit de 6 boîtes + 1 support de coloration + 1 rack en aluminium	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
040863	Rack en aluminium	NC -

Boîte de Borel



Tube de Borel en verre sodocalcique, avec couvercle.

- **ø x h : 40 x 80 mm**
- **Capacité : 3 lames 76 x 26 mm**

Réf.	Désignation	CHF la boîte de 10
068513	Tube de Borel	NC -

Boîte à coloration en porcelaine



Boîte à coloration avec couvercle en porcelaine.

- **Pour 10 lames 76 x 26 mm**
- **L x l x h : 70 x 40 x 86 mm**

Réf.	Désignation	CHF
068514	Boîte coloration porcelaine	NC -