
Boîtes économiques pour lames de microscopie

Boîtes en polypropylène pour 25 ou 100 lames de microscopie avec couvercle battant et verrou.

Coloris	Boîte pour 25 lames	Boîte pour 100 lames
Bleu	037516	037519
Rouge	037517	037520
Blanc	037518	037521
CHF	NC -	NC -



Boîtes pour 100 lames rangées verticalement

- Pour 100 lames rangées verticalement (ou 200 dos à dos)
- En polystyrène de couleur avec couvercle à charnière transparent
- Plateau interne amovible
- Surface extérieure dépolie pour inscription
- Indexation par numéro des lames
- Superposables
- L x l x h : 138 x 138 x 86 mm

Bleu	Orange	Jaune	CHF
442090	442092	442094	NC -



Etagères de stockage pour 15 boîtes de lames



- Pour stocker 15 boîtes de lames
- En acrylique transparent

Référence	Désignation	CHF
037624	Etagère 15 boîtes à 50-100 lames	NC -

Boîtes en bois pour lames de microscopie



Boîtes en bois de très belle finition pour le rangement de lames de microscopie 26 x 76 mm. Hauteur de lame maximale : 30 mm.

	Boîte pour 50 lames	Boîte pour 100 lames
L x l x h (mm)	275 x 100 x 40	274 x 185 x 40
Référence	049807	049809
CHF	NC -	NC -

Boîtes pour 25 lames de microscopie

- Boîtes en polystyrène, non autoclavables
- Pour 25 lames
- A couvercle à charnière et entièrement amovible
- Congelables jusqu'à -80 °C

Coloris	Boîte pour 25 lames	Coloris	Boîte pour 25 lames
Blanc	049714	Violet	049719
Bleu	049715	Orange	049720
Vert	049716	Turquoise	049721
Rouge	049717	Noir	049722
Jaune	049718	-	-
CHF	NC -	CHF	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com