Entonnoirs cytologie CytoSep™

Entonnoirs simples



Pour centrifugeuses cytologie **SHANDON CYTOSEP.**

- **Utilisés pour déposer une fine couche de cellules dans une zone clairement définie d'une lame de microscopie**
- **Papier filtre spécialement adpaté au cytosept, permet l'absorption de tout excès de liquide**
- **Les entonnoirs sont fournis avec capuchon pour protéger les échantillons**
- **Pour des échantillons de 0,5 ml, il faut utiliser le CytoSep™ simple avec papier filtre blanc et capuchon ; dépôt de 6 mm (28 mm²) - peut être utilisé avec les clip en métal 930779**
- **Pour des échantillons jusqu'à 0,4 ml tels que le fluide spinal, il faut utiliser le CytoSep™ simple avec papier filtre brun et capuchon qui permet une absorption plus lente du fluide**
- **Tous les composants sont disponibles individuellement**

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
930515	Entonnoir simple avec filtre blanc et capuchon	50	500	**NC -**
930663	Entonnoir simple avec filtre blanc et capuchon, emballage individuel	100	500	**NC -**
930774	Entonnoir simple avec filtre brun et capuchon	50	500	**NC -**
930775	Entonnoir simple seul	-	500	**NC -**
930776	Capuchon seul	50	500	**NC -**
930596	Papier filtre blanc	-	200	**NC -**
930784	Papier filtre brun	-	200	**NC -**

Entonnoirs double



Pour 2 échantillons simultanément sur une lame.

- **Idéal pour l'immunohistochimie**
- **Pour des échantillons jusqu'à 0,5 ml ; dépôt 6 mm (28 mm²)**
- **Le filtre est pré-attaché**
- **Livrés avec capuchon**
- **Peuvent être utilisés avec les clip en métal 930779**
- **Tous les composants sont disponibles individuellement**

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
930664	Entonnoir double avec filtre blanc et capuchon	50	500	**NC -**
930665	Entonnoir double avec filtre blanc et capuchon emballage individuel	100	500	**NC -**
930777	Entonnoir double seul	-	500	**NC -**
930776	Capuchon seul	50	500	**NC -**
930778	Papier filtre blanc	-	200	**NC -**

Clip en métal pour CytoSep™

Maintient la lame proche du CytoSep™ lors de la centrifugation dans le CytoSpin™




- **Autoclavable**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
930779	Clip en métal	6	**NC -**

Entonnoirs CytoSep™ simples ou doubles entièrement en plastique





- **A usage unique**
- **Réduisent les risques d'exposition à des pathogènes et de contaminations croisées**
- **Ne nécessitent pas l'utilisation de clip en métal**
- **Pour des échantillons de 0,5 ml il faut utiliser le Cytosep simple avec papier filtre blanc avec capuchon ; dépôt de 6 mm (28 mm²)**
- **Les entonnoirs doubles pemettent le dépôt de 2 échantillons simultanément sur une lame**
- **Fournis avec papier filtre**
- **Tous les composants sont disponibles individuellement**

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
930543	Entonnoir simple avec filtre blanc et capuchon	40	480	**NC -**
930780	Entonnoir simple avec filtre brun et capuchon	40	480	**NC -**
930544	Entonnoir double avec filtre blanc et capuchon	40	480	**NC -**
930781	Entonnoir simple seul	50	500	**NC -**
930782	Entonnoir double seul	50	500	**NC -**
930776	Capuchon seul	50	500	**NC -**
930783	Base seule	50	500	**NC -**
930596	Papier filtre blanc pour entonnoir simple	-	200	**NC -**
930784	Papier filtre brun pour entonnoir simple	-	200	**NC -**
930778	Papier filtre blanc pour entonnoir double	-	200	**NC -**