Entonnoirs cytologie CytoSep™ (suite)

Mega entonnoir CytoSep™



Pour la préparation d'échantillons avec un volume important.


- **Ne nécessite pas l'utilisation de clip en métal**
- **Large zone de dépôt : 22 x 14,75 mm (325 mm²) ; 12 fois plus que le volume du CytoSep™ standard (6 ml)**
- **Des déflecteurs placés de manière stratégique empêchent la sédimentation cellulaire, ce qui permet un dépôt uniforme des cellules et une excellente qualité de préparation des lames**
- **Réduisent les risques d'exposition à des pathogènes et de contaminations croisées**

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
930785	Mega entonnoir Cytosep avec capuchon	40	480	**NC -**
930786	Papier filtre blanc	-	200	**NC -**

Entonnoir CytoSep™ pour centrifugeuse Unitech (Wescor) Cytopro

Entonnoirs simples

- **Les différents éléments s'emboîtent rapidement et s'alignent facilement**
- **Anneau de compression pour un meilleur contrôle du débit et de meilleurs résultats**
- **Les échantillons sont chargés directement à travers le capuchon**
- **Les bouchons apportent une sécurité supplémentaire à l'opérateur**
- **Grande zone de dépôt de cellules centrée rendant le criblage plus facile et plus sensible**



Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
930791	Chambre simple avec papier filtre blanc	24	48	**NC -**
930792	Papier filtre blanc	-	100	**NC -**

Entonnoirs doubles

- **Chambre double avec zones de dépôts proches et facile à localiser**
- **Spot de 7 mm offre une zone plus importante de 37 % de collecte de cellules**



Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
930793	Chambre double avec papier filtre blanc	24	48	**NC -**
930794	Papier filtre blanc	-	100	**NC -**

Entonnoirs CytoSep™ pour centrifugeuse Sakura Cyto-Tek



Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
930787	Chambre 1 ml	50	200	**NC -**
930788	Support	50	200	**NC -**
930789	Capuchon	50	200	**NC -**
930790	Papier filtre blanc	-	200	**NC -**

Entonnoirs CytoSep™ pour centrifugeuse Cytofuge StatSpin



- **Pour une concentration en douceur des cellules dans une zone de 7 mm de diamètre sur une lame**
- **Surnageant absorbé par le filtre**
- **Pour échantillons de 50 à 400 µl**
- **Couche monocellulaire d'excellente qualité**
- **Filtre vendu séparément**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
930795	Concentrateur	48	**NC -**
930796	Filtre	200	**NC -**

Entonnoirs CytoSep™ pour Cyto-System Hettich



- **Multiple options d'entonnoirs : 2, 3 ou 4 par lames**
- **4 tailles disponibles : 1, 2, 4 ou 8 ml**
- **La chambre de 1 ml est destinée au petit volume possédant un faible concentration en cellules**
- **Chambres de 2 et 4 ml : adaptées pour les échantillons riches en cellules**
- **Chambre de 8 ml : recommandée pour les échantillons très volumineux (urine)**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
930797	Chambre entonnoir 1 ml	50	**NC -**
930798	Chambre entonnoir 2 ml	50	**NC -**
930545	Chambre entonnoir 4 ml	50	**NC -**
930799	Chambre entonnoir 8 ml	50	**NC -**
930800	Filtre pour chambre 1,2 et 4 ml	200	**NC -**
930801	Filtre pour chambre 8 ml	200	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com