Bain histologique

Bain histologique pour inclusions en paraffine “Termofin”.

- **Pour températures réglables de 40 °C jusqu’à 80 °C**
- **Stabilité ± 1 °C**
- **Recouvert de Teflon**
- **Cuve intérieure, partie supérieure et couvercle recouverts de PTFE de couleur noire mate indélébile**
- **Avec orifice pour thermomètre lecteur de la température**
- **Panneau de commande : interrupteur général, thermostat régulateur de la température, synchronisé avec une lampe de signalisation**
- **Applications : pour fusion et conservation de paraffine à l’état liquide qui permet la visualisation des coupes de tissus**

Capacité	4 litres
ø x hauteur utile	250 x 100 mm
ø x hauteur extérieure	340 x 140 mm
Consommation	430 W
Poids	2,3 kg



Référence	Désignation	CHF
068649	Bain histologique pour inclusion en paraffine	NC -

Tiroirs de rangement

- **En polystyrène**
- **Pour l'archivage de 165 moules d'inclusion ou 250 cassettes par tiroir**
- **Résistants aux chocs**
- **Etiquettes d'identification incluses**
- **Disponibles en packs avec cassettes ou moules d'inclusion**



Réf.	Désignation	CHF
040669	6 tiroirs de rangement seuls	NC -

Paraffine Paraplast-Plus

Pour l’inclusion des échantillons.

- **Livrée sous forme de paillettes**
- **Température de fusion : 56 °C**
- **Sac de 1 kg**



Référence	Désignation	CHF
140320	Paraplast Plus 1 kg	NC -

Distributeur de paraffine

- **Enceinte extérieure métallique recouverte epoxy**
- **Cuve intérieure et couvercle en aluminium recouvert de PTFE de couleur noire indélébile**
- **Robinet d’écoulement avec chauffage incorporé**

Capacité (l)	4
ø x h utile (cm)	20 x 15
ø x h extérieur (cm)	28 x 30
Consommation (W)	400
Poids (kg)	5
Référence	**068646**
CHF	**NC -**



Pour températures réglables de l’ambiante + 5 °C jusqu’à 100 °C. Stabilité ± 1,5 °C. Panneau de commande :

- interrupteur général, avec indicateur lumineux ;
- lampe de signalisation du fonctionnement du chauffage ;
- thermostat régulateur de la température ;
- régulateur de la température du robinet d’écoulement.

Retrouvez nos colorants et décolorants pages 660 et 661



Distributeur de paraffine 5 l

NOUVEAU



- **Capacité de 5 litres de paraffine**
- **Indicateur LED d'allumage**
- **Ecran LCD rétroéclairé**
- **Possibilité de programmer l'heure de début et de fin de cycle de chauffage**

Capacité	Réservoir de 5 l
Paramètres programmables	Heure de début et de fin
Dimensions (mm)	410 x 440 x 360
Alimentation	220 V, 50 Hz
Référence	**942904**
CHF	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com