Pipettes Pasteur en verre sodocalcique



Réf.	Longueur totale (mm)	øxl (mm) corps	øxl (mm) capillaire	Cotonnée	Fermée	Asep-tique,	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/unité d'emb.*
020419	150	6,5 x 100	1,5 x 50	Non	Non	Non	4 x 250	1000	NC -
020420	230	6,5 x 100	1,5 x 130	Non	Non	Non	4 x 250	1000	NC -
711175	350	7 x 120	1,5 x 175	Oui	Oui	Oui	4 x 200	800	NC -
042002	230	6,5 x 100	1,5 x 130	Non	Non	Non	250	1000	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ unité d'emb.
042100	Baguette pour pipettes Pasteur 300 mm	1 kg	10 kg	NC -

* Les pipettes Pasteur sont livrables par unité d'emballage, ou par carton standard.

Pipettes Pasteur haute précision

- En verre sodocalcique, avec constriction
- Ø capillaire bas : 1,3 mm





* Si stérile, stérilisée à l'oxyde d'éthylène.

Référence	Longueur totale (mm)	Cotonnée	Fermée	Stérile *	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
495000	150	Non	Non	Non	250	1000	NC -
495001	230	Non	Non	Non	250	1000	NC -
495002	270	Non	Non	Non	250	1000	NC -
495003	300	Non	Non	Non	250	1000	NC -
495005	150	Oui	Non	Non	250	1000	NC -
495006	230	Oui	Non	Non	250	1000	NC -
495007	150	Non	Oui	Non	250	1000	NC -
495008	230	Non	Oui	Non	250	1000	NC -
495009	150	Oui	Oui	Non	250	1000	NC -
495011	150	Oui	Oui	Oui	250	1000	NC -
495012	230	Oui	Oui	Oui	250	1000	NC -

Pipettes Pasteur non stériles en verre sodocalcique

NOUVEAU



Référence	Longueur totale (mm)	Cotonnée	Fermée	Unités/ carton	CHF/ carton
065421	150	Non	Non	250	NC -
065422	230	Non	Non	250	NC -
065468	150	Oui	Non	250	NC -
065469	230	Oui	Non	250	NC -
065470	230	Non	Oui	250	NC -
065471	230	Oui	Oui	250	NC -
065472	270	Non	Non	250	NC -
065473	270	Oui	Non	250	NC -

Pipettes de transfert en LDPE Wheaton®

NOUVEAU



Réf.	Vol. total (ml)	Vol. bulbe (ml)	Longueur (mm)	Vol. goutte (µl)	Graduation	Stérile	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
055764	5	3,5	150	34,5	Oui jusqu'à 1 ml incrément 0,25 ml	Non	500	3000	NC -
055781	5	3,5	150	34,5	Oui jusqu'à 1 ml incrément 0,25 ml	Oui	1	500	NC -
055791	5	3,5	150	34,5	Oui jusqu'à 1 ml incrément 0,25 ml	Oui	10	1500	NC -
055792	5	3,5	150	34,5	Oui jusqu'à 1 ml incrément 0,25 ml	Oui	20	1500	NC -
055765	7	3,5	160	47,6	Oui jusqu'à 3 ml incrément 0,50 ml	Non	500	3000	NC -
055780	7	3,5	160	47,6	Oui jusqu'à 3 ml incrément 0,50 ml	Oui	1	500	NC -
055793	7	3,5	160	47,6	Oui jusqu'à 3 ml incrément 0,50 ml	Oui	10	1500	NC -
055794	7	3,5	160	47,6	Oui jusqu'à 3 ml incrément 0,50 ml	Oui	20	1500	NC -
055787	1,5	1	103	20	Non	Non	500	3000	NC -
055789	1,5	1	103	20	Non	Oui	1	500	NC -
055788	1,5	1	103	20	Non	Oui	10	1500	NC -
055790	1,5	1	103	20	Non	Oui	20	1500	NC -
054996	23	10	300	45,4	Non	Non	100	600	NC -