

Pipettes de transfert

- **25 modèles différents, adaptés à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire**
- **A usage unique**
- **Poire intégrée à la pipette**
- **1 version non stérile et 2 versions stériles**
- **Pipettes stériles : emballage individuel (papier/plastique) ou multiple**
- **En polyéthylène, incassables, non toxiques, à faible affinité pour les protéines**

Sélectionnez votre pipette de transfert en fonction du volume du bulbe souhaité.

	OUVERTURE LARGE	GRADUEES					STANDARD	
Volume du bulbe (ml)	4,8	0,8	2,2	3,4	1,8	3,2	0,9	1,9
Longueur (mm)	**137**	**116**	**140**	**155**	**152**	**155**	**87**	**129**
Goutte par ml	16	21	25	25	24	20	25	25
Volume bulbe + tige (ml)	9,3	1,5	3,9	5,8	4,8	7,5	1,7	4
1ère / dernière grad. (ml)	-	0,1 / 0,3	0,25 / 1	0,25 / 1	0,5 / 2	0,5 / 3	-	-
								
Volume goutte (µl)								
Non stérile	**043337**	**043282**	**043212**	**043222**	**043274**	**043225**	**043273**	**043335**
Boîte de	250	500	500	500	500	500	500	400
CHF/boîte	**51,10 -**	**51,10 -**	**51,10 -**	**51,10 -**	**51,10 -**	**51,10 -**	**51,90 -**	**51,10 -**
Stérile/1	**043338**	**043282S**	**043212S**	**043222S**	**043274S**	**043225S**	**043273S**	**043335S**
Boîte de	250	500	500	500	500	500	500	400
CHF/boîte	**51,10 -**	**87,70 -**	**102,45 -**	**102,45 -**	**102,45 -**	**113,60 -**	**97,50 -**	**97,50 -**
Stérile/10	**043339B***	**043282M**	**043212M**	**043222M**	**043274M**	**043225M**	**043273M**	**043335M**
Boîte de	400	500	500	500	500	500	500	400
CHF/boîte	**47,70 -**	**73,65 -**	**94 -**	**74,10 -**	**88,95 -**	**74,05 -**	**84,40 -**	**92,45 -**

*043339B : stérile/20