
Transferpettes 8 canaux



- Pipettes en polyéthylène transparent
- Délivrent environ 600 µl par canal
- Disponibles en version stérile ou non stérile

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
085017	Transferpette non stérile	25	NC -
085018	Transferpette stérile	100	NC -

Lame avec grille de numération Quick Read



- Lame en acrylique de haute qualité optique
- Comporte 10 chambres de comptage avec grilles à quadrillage pour la numération
- Volume de chaque chambre : 6,3 µl
- L x l : 83 x 31 mm
- Epaisseur : entre 1 et 2 mm
- Non stérile
- En PMMA (polyméthylmethacrylate)

Référence	Désignation	CHF les 100
380500	Lame Quick Read	NC -

