## Cellules de comptage à usage unique G-slides


- A usage unique, pas de nettoyage fastidieux, pas de risque de contaminations croisées
- Légères, transparence du verre
- Réduit le risque d'exposition à des produits infectés
- Materiau : PMMA (polymethyl methacrylate)
- Dim. ext. : 25 x 75 mm, épaisseur : 1,2 mm
- Grilles : Neubauer, Burker Turk, Fuchs-Rosenthal ; indice de réfraction : 1,59 ; transparence idem au verre (›86 %)




### Applications

- Tests sur cellules : concentration cellulaire, tests de viabilité
- Analyse sanguine, comptage de cellules sanguines
- Microbiologie : comptage de spores et de bactéries
- Médecine clinique : comptage de sperme pour FIV

| Référence | Désignation | CHF les 50 |
|---|---|---|
| 393000 | Cellules G-slide Neubauer 10 µl | NC - |
| 393013 | Cellule G-slide Neubauer 10 µl - 4 chambres | NC - |
| 393001 | Cellule G-slide Fuchs-Rosenthal 10 µl | NC - |
| 393002 | Cellule G-slide Burker Turk 10 µl | NC - |
| 393011 | Cellule G-slide Burker 10 µl | NC - |
| 393012 | Cellule G-slide Malassez 10 µl | NC - |







## Cellules de comptage à 4 grilles en polystyrène

- Cellules de comptage à usage unique à 4 grilles
- Avec lamelle incorporée
- Pour un comptage facile et sans contamination
- Pour le comptage de 4 échantillons de manière indépendante
- 4 types de grille : NEUBAUER / BURKER-TURK / THOMA / FUCHS ROSENTHAL


| | NEUBAUER | BURKER-TURK | THOMA | FUCHS ROSENTHAL |
|---|---|---|---|---|
| Par boîte de 10 | 813001 | 813003 | 813005 | 813007 |
| CHF | NC - | NC - | NC - | NC - |
| Par boîte de 300 (30 x 10) | 813000 | 813002 | 813004 | 813006 |
| CHF | NC - | NC - | NC - | NC - |





NEUBAUER





BURKER-TURK




THOMA




FUCHS ROSENTHAL






Prix indicatifs. Consultez www.milian.com