
Lames de cellules à numération en plastique Kovas Slide



Lames à 10 cellules individuelles quadrillées en acrylique. Grille : 3 x 3 mm. Profondeur : 0,1 mm.
Quadrillage : 9 cases divisées en 9 carrées.

Référence	Désignation	CHF la boîte de 100
050126	Kovas Slide	NC -

Cellule de Makler



Cellule de comptage à profondeur déterminée pour l'obtention d'une mono-couche de spermatozoïdes.

- **Lamelle quadrillée en 100 carrés de 0,1 mm de côté**
- **Espace de 10 µm entre la cellule et la lamelle**

Référence	Désignation	CHF
000972	Chambre de Makler avec grille quadrillée	NC -
000973	Grille quadrillée de remplacement	NC -


Cellule Sedgewick Rafter



- **Avec lamelle couvre-objet**
- **Pour comptage de particule dans 1 ml d'eau**
- **Cellule graduée avec une grille de 1 mm qui subdivise 1 ml en 1000 µl**
- **Dimensions de la cellule : 50 x 20 x 1 mm**

Référence	Désignation	CHF
140470	Cellule Sedgewick Rafter	NC -
140471	Cellule Sedgewick Rafter plastique	NC -
140472	Lamelle de remplacement 60 x 30 x 1 mm	NC -

Cellules de Howard



Cellule de Howard

- **Pour l'examen des jus de fruits**
- **Profondeur 0,1 mm, 2 lignes espacées de 1402 µm, cercle de 18 mm**
- **Livrée sans lamelle couvre-objet**

Référence	Désignation	CHF
140460	Cellule de Howard	NC -

Cellule de Howard sans ligne

- **Livrée sans lamelle couvre-objet**
- **Profondeur 0,1 mm, diamètre : 20 mm**

Référence	Désignation	CHF
140463	Cellule de Howard sans ligne	NC -

Lamelle de Howard 25 cercles sur fond noir

- **A masque noir**
- **5 x 5 évidements**

Référence	Désignation	CHF
140464	Lamelle de Howard 25 cercles sur fond noir	NC -

Lamelles pour cellules de Howard

Référence	Désignation	CHF
140461	Lamelle 25 x 40 x 0,4 mm pour cellules de Howard	NC -
140462	Lamelle 25 x 40 x 0,4 mm chromée 5 x 5 cercles ø 1,382 mm	NC -

Cellules Mac Master



Cellule Mac Master 2 champs

- **Bords rodés**
- **2 réseaux**
- **Avec lamelle couvre-objet**
- **Collée sur 3 entretoises**
- **Dimensions : 75 x 32 mm**

Référence	Désignation	CHF
140467	Cellule Mac Master 2 champs	NC -

Cellule Mac Master 3 champs

- **Bords rodés**
- **Coins arrondis**
- **Avec lamelle couvre-objet**
- **3 réseaux 10 x 10 mm**
- **Pinces de maintien**
- **Dimensions : 127 x 26 mm**

Référence	Désignation	CHF
140465	Cellule Mac Master 3 champs	NC -

Lamelle de rechange pour cellules Mac Master

- **80 x 18 mm**
- **3 réseaux 10 x 10 mm**

Référence	Désignation	CHF
140466	Lamelle de rechange pour cellules Mac Master	NC -