


Cellules de numération

Cellules de grande précision en verre à stries gravées. Version simple, à double grille, en métallisées (stries claires à meilleur contraste).



Malassez


Thoma






Lemaur



Nageotte


Agasse Lafont


Lamelles planées


Neubauer


Neubauer amélioré


B Bürker

Cellules de numération - adaptées au diagnostic in-vitro - marquage CE - avec double grille de comptage

Type	Quadrillage	Profondeur (mm)	Grille (mm²)	Numération	Référence	CHF
Malassez	Double	0,2	5	Hématies-Leucocytes	**140501**	**NC -**
Malassez	Double métallisé	0,2	5	Globulaire	**140533**	**NC -**
Malassez	Double	0,2	5	Hématies-Leucocytes	**900589****	**NC -**
Malassez	Double métallisé	0,2	5	Globulaire	**900590****	**NC -**
Thoma	Double	0,1	1	Hématies-Leucocytes	**140503**	**NC -**
Thoma	Double métallisé	0,1	1	Globulaire	**140535**	**NC -**
Nageotte	Double	0,5	10	Rachidienne	**140506**	**NC -**
Nageotte	Double métallisé	0,5	10	Rachidienne	**140532**	**NC -**
Neubauer	Double	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes	**140515**	**NC -**
Neubauer	Double métallisé	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes	**140528**	**NC -**
Neubauer amélioré	Double	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes	**140514**	**NC -**
Neubauer amélioré*	Double	0,02	3	Erythrocyte-Leucocytes	**140469**	**NC -**
Neubauer amélioré	Double métallisé	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes	**140527**	**NC -**
Bürker	Double métallisé	0,1	9	Hématies-Leucocytes	**140529**	**NC -**

* Type Petroff ** Avec pinces

Lamelles planées pour cellules de numération

Lamelles spécialement destinées aux cellules de numération. Epaisseur : 0,4 mm.

Référence	L x l (mm)	Pour cellules	De type	Unités/ boîte	CHF/ boîte
140537	22 x 22	Simple	Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont	10	**NC -**
140536	20 x 26	Double	Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont	10	**NC -**
140583B*	22 x 32	Double	Nageotte	100	**NC -**
900596*	30 x 30	Double	Nageotte	100	**NC -**

* Epaisseur n° 1

Cellules de numération Neubauer haute définition

- **Cellules de grande précision pour diagnostic in-vitro avec ligne de comptage noire ou claire**
- **Système V-slash facilite le dépôt par capillarité et réduit le risque de débordement**
- **Approuvées pour utilisation en diagnostic in vitro, marquage CE / IVD selon Directive 98/79/CE**

Référence	Type	Couleur ligne comptage	CHF
900504	Neubauer amélioré	Noire	**NC -**
900505	Neubauer amélioré	Claire	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com