Compteur de colonies e-counter



- Utilise les marqueurs Sharpie
- Chaque pression de la pointe du marqueur incrémente le compteur digital
- Possibilité de comptage par zone (1 à 9 délimitées sur une boîte de Petri) pour somme du comptage de toutes les zones
- S'utilise avec ou sans signal sonore
- S'arrête après 10 minutes de non utilisation
- E-counter se garde sur son support vertical avec le marqueur Sharpie inséré et capuchonné
- Livré avec une pile bouton CR1225, un support

Référence	Désignation	CHF
037809	Compteur de colonies	NC -
098442	Pile de rechange CR 1225	NC -

Compteur de colonies CS6PLUS Stuart

Compteur de colonie manuel, avec éclairage LED .
Chaque pression exercée sur la boite de Petri va enclencher le comptage et effectuer l'incrémentation de 0 à 999.



Loupe non incluse, disponible en accessoire.

- Transfert de données vers un PC via le câble USB fourni
- Eclairage par le dessus et le dessous grâce à une lampe LED évitant ainsi les reflets et les transferts de chaleur
- Livré avec un graticule de Wolffhuegel, un disque de centrage pour faciliter la lecture avec des boîtes de Petri de 50 à 90 mm, et un fond noir afin de d'améliorer la visualisation des colonies transparentes
- Emission d'un signal sonore à chaque pression
- Peut être équipé d'une loupe pour une meilleure visualisation (à commander séparément)
- Revêtement anti microbien Biocote

Référence	Désignation	CHF
001800	Compteur de colonie SC6PLUS sans loupe	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
001175	Loupe de grossissement 1,7 x pour SC6PLUS	1	NC -
491116	Loupe de grossissement 3 x pour SC6PLUS	1	NC -
491117	Grille Wolffhuegel	10	NC -
491118	Adaptateur de centrage pour SC6PLUS	2	NC -
491119	Jeu de 5 disque de protection pour SC6PLUS	5	NC -
491120	Support de boîte	1	NC -

Compteur manuel de colonies SCAN 100



Livré complet avec :
- adaptateur pour boîte de Petri ø 90 mm ;
- fond blanc ;
- câble de connexion USB ;
- câble d'alimentation ;
- manuel d'utilisation.

Loupe non incluse,
à commander séparément.

- Eclairage uniforme par LED longue durée de vie (dark field technology)
- Transfert de données par USB (Word, Excel, Note Pad...)
- Acier Inox, compact (25 cm largeur)
- Diamètre des boîtes de Petri : 55, 65, 90 et 150 mm
- Ecran digital multifonction
- Comptage : de 0 à 1999 UFC
- Volume du signal de comptage réglable
- Sensibilité de la pression ajustable
- Repose-mains ergonomique pour un confort maximum
- Tiroir de rangement pratique et accessible
- Utilisable avec n'importe quel crayon
- Dimensions : 31 x 25 x 17 cm / poids : 5,2 kg

Référence	Désignation	CHF
150322	Compteur manuel de colonies SCAN 100	NC -
150330	Loupe avec bras flexible pour SCAN 100	NC -
150346	Adaptateur multisupports pour lecture des PetriFilm™, Sanita-kun™ ou Compact Dry™	NC -