Compteur de colonies Schuett

Le compteur de colonies Schuett convient pour des comptages fiables et efficaces :
- de colonies de bactéries sur boîtes de Petri ;
- de plaques phages développées sur agar ;
- de colonies de bactéries développés sur disques nutritifs.



- **3 modes d'éclairage : dessous, côtés, dessus (en option)**
- **Comptage jusqu'à 99 séries individuelles et 32.500 colonies et calcul de moyennes**
- **Transfert de données vers PC via USB**
- **Très grande transparence des colonies grâce a un éclairage à LED, la chaleur transférée sur l'échantillon est quasi nulle**
- **Affichage digital 4 chiffres**
- **Dimensions (L x h x p) : 260 x 130 x 250 mm**
- **Hauteur avec loupe/lampe à bras réglables : approx. 300 mm**
- **Grossissement : 3 x ou 8 x (en option)**
- **Taille boîtes de Petri : 50-60, 90-100 ou 140-150 mm (en option)**
- **Signal sonore de comptage : oui (réglable)**
- **Poids : 1,5 kg**
- **Compteur livré avec un marqueur, un adaptateur pour boîte de Petri diamètre 90 mm, un disque de contraste noir**

Utilisable avec une pointe de stylo ; la pression exercée sur la boîte de Petri déclenche le comptage et effectue l'incrémentation de 0 à 9999.

Mode de correction facile à l'aide de touches fléchés.
Pour le comptage de nombres élevés, la lecture est facilitée par un disque Wolffhuegel (en option).



Voir nos autres modèles de lampe - loupes : page 1727 à 1729

Référence	Désignation	CHF
110591	Compteur de colonies	NC -
110592	Loupe 3 x	NC -
110593	Loupe 8 x	NC -
110594	Lampe led	NC -
110595	Adaptateur pour boîtes Petri ø 50 - 60mm	NC -
110596	Adaptateur pour boîtes Petri ø 140 - 150mm	NC -
110597	Disque guide noir et blanc pour étalement par spirale	NC -
110598	Disque Wolffhügel noir et blanc	NC -
110599	Aiguille de comptage	NC -
150592	Marqueur	NC -

Compteurs de colonies Galaxy 330

- **Comptage par pression sur la boîte de Petri avec un stylo**
- **Affichage du comptage en cours et des trois précédents**
- **Calcul de moyenne sur plusieurs comptages**
- **Bouton de retour en arrière en cas de comptage de trop**
- **Possibilité de compter des boîtes de Petri de Ø 90 à 150 mm ou 60 mm**
- **886055 : version incluant le pack logiciel permettant d'enregistrer, d'imprimer et d'exporter les données au format excel (csv file)**



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

	Compteur de colonie seul	Compteur de colonie avec pack logiciel
Référence	886054	886055
CHF	NC -	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
886057	Pack logiciel avec câble USB et clé USB 8 Go	NC -

Compteur de cellules Cellcounter

- **Ecran TFT couleur 3,5"**
- **5 touches de fonctions, 15 touches et 4 programmes de comptage**
- **Une touche librement programmable**
- **Comptage réel ou en pourcentage**
- **Dimensions : 130 x 235 x 35 mm**
- **Alimentation USB avec adaptateur 5 V DC fourni**



Référence	Désignation	CHF
900621	Compteur de cellules Cellcounter	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com