Minuteur décompteur de poche 100 h



- Compteur décompteur / 4 canaux indépendants
- Temps max : 100 h
- Résolution : 1 sec.
- Horloge / Alarme
- Aimant / Clip
- Hauteur chiffres : 6 mm
- Dim. 61 x 71 x 25 mm
- Pile : LR44 1,5 V

Référence	Désignation	CHF
037867	Minuteur décompteur de poche	NC -
095304B	Piles LR 44 (les 2)	NC -

Compteur/3 décompteurs



- 3 écrans indépendants
- Horloge / Chronomètre / 3 comptes à rebours 20 h à la sec
- Départs indépendants ou simultanés
- Dépassement de temps / Mémoires
- Béquille / Aimant / Support de fixation
- Dimensions : 120 x 101 x 20 mm
- Poids : 210 g
- Piles : AAA

Référence	Désignation	CHF
089440	Compteur / 3 décompteurs	NC -
095705	Pile de rechange 1,5 V R03 (les 10)	NC -

Minuteur Triple Timer Lab Alert 20 h



- Compteur décompteur / 3 canaux indépendants ou simultanés
- Rappel mémoire
- Temps max : 20 heures
- Résolution : 1 sec.
- Horloge / Alarme
- Hauteur chiffres : 10,5 mm
- Dim. : 86 x 66 x 22 mm
- Pile : AAA 1,5 V

Référence	Désignation	CHF
037871	Minuteur Triple Timer	NC -
095705	Pile de rechange 1,5 V R03 (les 10)	NC -

Minuteur Dual grand format 24 h



- Compteur décompteur / 2 canaux
- Affichage simultané horloge / minuteur
- Temps max : 24 heures
- Résolution : 1 sec.
- Horloge / Alarme
- Hauteur chiffres : 25,5 mm
- Dim. 142 x 97 x 20 mm
- Pile : AAA 1,5 V

Référence	Désignation	CHF
037869	Minuteur Dual grand format	NC -
095705	Pile de rechange 1,5 V R03 (les 10)	NC -

Minuteur ClearTime I ClearLine®

ClearLine

NOUVEAU

Notre sélection



- Compteur/décompteur
- Incrementation rapide
- Alarme 30 sec
- Capacité : 100 min /sec
- Ecran : 27 x 12 mm
- Chiffre : 10 mm
- Dimension : 62 x 52 x 24 mm
- Avec béquille et aimant

Référence	Désignation	CHF
257091	Minuteur ClearTime I	NC -
095304B	Pile bouton LR 44 (les 2)	NC -

Minuteur 4 canaux avec tableau blanc réinscriptible



- 4 canaux
- Fonction minuteur et chronomètre
- Minuteur jusqu'à 23 h 59 min
- Incréments de 1 minute pour le compte à rebours
- Alarme sonore
- Portoir repliable ou fixation magnétique

Dim. l x L x H (mm)	114,3 x 25,4 x 88,9
Dim. tableau l x h (mm)	61 x 68,9
Dim. affichage l x h (mm)	43,2 x 53,3
Batterie	2 x AAA
Référence	**086733**
CHF	NC -