Thermomètres H-B Frio Temp



947877 947876 947878

- Pour la vérification de la température des échantillons dans les réfrigérateurs et/ou incubateurs
- Les billes de verre ou le glycol utilisés comme ralentisseurs thermiques permettent de mesurer la température réelle des échantillons en évitant les contaminations
- Thermomètres sans fil à affichage digital
- Livrés avec la documentation de calibration (ISO 17025)
- Marquage CE
- Gamme de température : 0 à 70 °C
- Précision : +/-0,5 °C / résolution : 0,1 °C
- Ne conviennent pas pour les fours et congélateurs

Réf.	Volume/contenu	Longueur sonde (mm)	Dimensions (L x H) mm	CHF
947876	30 ml/billes de verre	50	38 x 114	NC -
947877	30 ml/glycol	50	38 x 114	NC -
947878	60 ml/billes de verre	75	38 x 133	NC -

Thermomètre étanche



- Température : -50 °C à +300 °C
- Précision : ± 1°C / Résolution : 0,1 °C
- Sonde inox Ø 3,5 mm x 10 cm / Manche ABS 8 cm
- Boitier, sonde et manche étanche IP67
- Unité : °C / °F
- Fonction Maxi / Mini / Hold
- Pince / Béquille
- Ecran 40 x 15 mm
- Dim. : 105 x 65 x 25 mm / 150 g
- Pile AAA

Référence	Désignation	CHF
095379B	Thermomètre étanche	NC -
095705	Pile de rechange 1,5 V R03 (les 10)	NC -

Thermomètre de poche à planter



- Température : -50 à +300 °C
- Précision : ± 1 °C jusqu'à 250°C, ± 2 °C au delà
- Sonde métal ø 4 mm, L = 100 mm, câble 450 mm
- Résolution : 0,1 °C
- Mémoire maxi/mini
- Alarme maxi/mini
- Fonction « Hold »
- Extinction auto après 1 h
- Dim. : 85 x 45 x 15 mm
- Poids : 200 g
- Béquille/pince/fix. murale
- Pile AAA

Référence	Désignation	CHF
095380	Thermomètre de poche à planter	NC -
095705	Pile de rechange 1,5 V R03 (les 10)	NC -

Double thermomètre intérieur extérieur aimanté



- Températures : -50 °C à +70 °C
- Précision ± 1 °C
- Mémoires maxi/mini
- Câble étanche 3 m
- Sonde immersion : ø 5,5 x 22,5 mm
- Béquille / Aimant Fixation murale
- Pile : LR44
- Dimensions : 67 x 65 x 22 mm
- Poids : 45 g

Référence	Désignation	CHF
095377B	Double thermomètre intérieur extérieur aimanté	NC -

Double thermomètre intérieur extérieur



- Température int./ext. : 0 °C à +60 °C (± 1 °C)
- Câble étanche : 90 cm
- Sonde étanche : ø 7,3 m x 28 mm
- Béquille / Fixation murale
- Dim. : 86 x 57 x 18 mm / 44 g
- Alimentation : 2 x piles AAA (non incl.)

Référence	Désignation	CHF
098484	Double Thermomètre intérieur / extérieur	NC -
095705	Pile rechange 1,5 V R03 (les 10)	NC -