Thermomètre électronique



Thermomètre électronique sonore, à mémoire, immersible, controlé et certifié conforme.

- **Affichage digital, mesure de température entre 32 °C et 43 °C**
- **Etanche, désinfectable par immersion**
- **En étui rigide transparent**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
794060	Thermomètre électronique	1	**NC -**
794061	Etui à thermomètre Thermosept non-lubrifié	1000	**NC -**
794062	Etui à thermomètre Thermosept lubrifié	1000	**NC -**

Thermomètre / Hygromètre de poche



- **Température : 0 à +50 °C / ± 1 °C**
- **Hygrométrie : 20 à 100 %RH / ± 3 %**
- **Résolution RH : 1/10 e**
- **Fonction Maxi / Mini**
- **Etui de protection**
- **Dimensions : 165 x 37 x 18 mm / 55 g**
- **Pile : CR2032**

Référence	Désignation	CHF
053270B	Thermomètre - hygromètre stylo	**NC -**
045322	Pile CR2032	**NC -**

Thermomètre de réfrigérateur et congélateur



- **-40 °C à +70°C / résolution : 0,1 °C**
- **Avec timer pour le décompte du temps de dépassement**
- **Max/Min Data hold**
- **1 alarme sonore + 1 alarme lumineuse**
- **Double sonde, double affichage, double alarme**
- **Alarmes programmables**

Référence	Désignation	CHF
022553	Thermomètre de réfrigérateur et congélateur	**NC -**

Thermomètre pour réfrigérateur ou congélateur



- **Alarme sonore et lumineuse de dépassement de températures mini / maxi**
- **-9,5 ° à -23 °C pour congélateur et 2 ° à 8 °C pour réfrigérateur**
- **Double affichage : intérieur / ambiant**
- **Affichage en °C ou °F**
- **Fourni avec pile AAA**
- **Fixation par bande velcro**
- **Dimensions : 136 x 19 x 28 mm ; sonde : 5 (Ø) x 17 (mm) ; longueur du câble : 0,9 m**

Référence	Désignation	CHF
320531	Thermomètre de réfrigérateur et congélateur	**NC -**

Thermomètre module pour réfrigérateur



- **Thermomètre à sonde pour réfrigérateur**
- **Avec alarme de température programmable**
- **Pile LR44**
- **Fixation ventouse**

Thermométrie	-50 à +150 °C	
	Résolution	0,1 °C
	Précision	1 °C
Alarme 3 sec	Max/Min	
Sonde	Ø 3 x 60 mm / câble 3 m	
Dim. l x p x h (mm)	67 x 35 mm	
Poids (g)	70	
Référence	**095409B**	
CHF	**NC -**	