Electrodes combinées HANNA

Solution de remplissage pour les électrodes à simple jonction, utiliser la solution HI 7071 3,5M KCl/AgCl - Référence 052104.
Solution de remplissage pour les électrodes à double jonction, utiliser la solution HI 7082 3,5M KCl - Référence 052186.

Référence	Modèle	Jonction	Forme	Fiche	Pression Bar/PSI	Câble	Gamme (°C)	Corps	Jonction	Cellule	CHF
Electrodes pH combinées											
052113	HI 1043B	1 céramique ø 1,2 mm	Sphérique ø 9,5 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Verre	Double	Remplissage	**NC -**
052111	HI 1053B	3 céramique ø 1,2 mm	Conique 12 x 12 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Verre	Simple	Remplissage	**NC -**
052086	HI 1083B	Contact direct	Sphérique ø 3 mm	BNC	0,1/1,45	Coaxial	0/+50	Verre	Simple	ViSphérique ø 7,5 mmolène	**NC -**
052011	HI 1131B	1 céramique ø 1,2 mm	Sphérique ø 9,5 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Verre	Simple	Remplissage	**NC -**
052210	HI 1330B	1 céramique ø 1,2 mm	Sphérique ø 5 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Verre	Simple	Remplissage	**NC -**
052006	HI 1230B	1 céramique ø 1,2 mm	Sphérique ø 7,5 mm	BNC	0,1/1,45	Coaxial	0/+80	Ultem®	Double	Gel	**NC -**
052235	HI 2031B	1 céramique ø 1,2 mm	Conique 6 x 10 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Verre	Simple	Remplissage	**NC -**
Electrodes Redox combinées platine											
052101	HI 3131B	1 céramique	Tige métal ø 1 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Verre	Simple	Remplissage	**NC -**


HI 1043


HI 1053


HI 1083


HI 1230

Electrode TRIS



Electrode verre spéciale TRIS HI1144B.

Référence	Désignation	CHF
052371	Electrode spéciale TRIS	**NC -**



Retrouvez toutes les électrodes HANNA et leurs caractéristiques techniques sur www.milian.com

Bras support universel avec électrodes “multi-positions”

- **Construit en ABS et acier**
- **Grande stabilité grâce à son support à base métallique**
- **Spécial pour travailler à des hauteurs et des positions différentes**
- **Rotation à 360 °**
- **Longueur de chaque bras : 215 mm**
- **Extrémité du bras avec des dispositifs pour accoupler à la fois 2 électrodes de ø 16 mm, 2 électrodes de ø 14 mm et une sonde de température de ø 0,5 mm**

Référence	Désignation	CHF
068594	Bras avec porte électrodes	**NC -**



Flacons réservoir pour protection d’électrodes

- **S’adaptent sur les électrodes et les maintiennent au contact de la solution électrolytiques**
- **Système étanche qui évite l’évaporation et le dépôt de sel**
- **En verre borosilicaté**
- **Avec capuchon à vis et joint d’étanchéité**
- **Trait circulaire indélébile, niveau maximum de produit électrolytique**

Référence	Désignation	CHF
063105	Flacon Protelec pour électrodes ø 8 mm	**NC -**
063106	Flacon Protelec pour électrodes ø 12 mm	**NC -**
063107	Flacon Protelec stockage pour électrodes ø 8 mm	**NC -**
063108	Flacon Protelec stockage pour électrodes ø 12 mm	**NC -**

