pH-mètre ORION STAR série A110



- **Modèle économique**
- **Simple d'utilisation**

Livré avec :
- avec électrode pH 9157
- avec capteur de température

VIDEO
Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

pH	Plage de mesure	-2,00 à 16,00
	Résolution	0,1 / 0,01
	Précision	± 0,01
mV	Plage de mesure	-1600,0 à +1600,0
	Résolution	0,1
	Précision	± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la valeur mesurée
Température	Plage de mesure	-5,0 à +105,0 °C
	Résolution	0,1
	Précision	± 0,1
Etalonnage		Jusqu'à 3 points
Mémoire		50 valeurs non horodatées
IP		54
Dimensions (cm)		24 x 18 x 11
Poids (kg)		0,9
Garantie		3 ans
Référence		**228755**
CHF		**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
262675	Electrode PH 9157 BNMD	**NC -**
228756	Support d'électrode pour appareil ORION série STAR A	**NC -**
228757	Imprimante pour appareil ORION série STAR A	**NC -**

pH-mètres/ionomètres ORION STAR série A210



- **Modèle économique**
- **Indicateur de stabilité de la mesure**

Orion STAR A211 livré avec :
- Electrode pH ROSS Ultra Triode
- Sonde de température intégrée
- Solution tampon

Orion DUAL STAR livré avec :
- Electrode pH ROSS Ultra
- Sonde de température
- Agitateur
- Solution tampon

Orion STAR A214 livré avec :
- Electrode pH ROSS Ultra
- Sonde de température
- Agitateur
- Solution tampon

		Orion STAR A211	Orion STAR A214	Orion DUAL STAR
Nombre canaux		1	1	2
pH	Plage de mesure	-2,000 à 20,000		
	Résolution	0,1 / 0,01 / 0,001		
	Précision	± 0,002 pH		
mV	Plage de mesure	-2000,0 à +2000,0		
	Résolution	0,1		
	Précision	± 0,2 mV ou ± 0,05% de la valeur mesurée		
Température	Plage de mesure	-5,0 à +105,0 °C		
	Résolution	0,1		
	Précision	± 0,1 °C		
Ionomètrie	Gamme de mesure	-	0,0001 à 19900 ISE (ppm, M, %, ppb)	
	Résolution	-	0.0001 minimum - 1 à 3 chiffres significatifs (paramétrable par l'utilisateur)	
	Précision	-	± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la valeur mesurée	
Etalonnage	pH	Jusqu'à 5 points		Jusqu'à 6 points
	Ionomètre	-	Jusqu'à 5 points	Jusqu'à 6 points
Mémoire		2000 valeurs horodatées		1000 valeurs horodatées
IP		54		
Dimensions (cm)		24 x 18 x 11		24 x 17 x 9
Poids (kg)		0,9		
Garantie		3 ans		
Référence		**228762**	**228763**	**228764**
CHF		**NC -**	**NC -**	**NC -**

Electrodes

Référence	Désignation	CHF
228765	Electrode pH 8302BNUMD ROSS Ultra pH/ATC corps en verre	**NC -**
228766	Electrode pH 8102BNUWP Ultra pH corps en verre	**NC -**