
PLAQUES DE SCREENING GREINER BIO-ONE

Toutes les plaques de screening Greiner Bio-One sont disponibles en version à code-barres sur demande.

Plaques polystyrène 96 puits et demi-puits, noires, blanches ou transparentes Greiner Bio-One



- En polystyrène haute qualité
- Non traitées ou traitement permettant une absorption forte
- Noir pour un faible bruit de fond en fluorescence
- Blanc haute réflexion pour luminescence
- Fond transparent µclear ou opaque
- Puits type cheminée pour limiter les contaminations croisées
- Détrompeur de position
- Repérage alphanumérique des puits
- Pour les fonds U, fonds V et fonds plats standard ou autres formats, nous consulter

						96 puits		96 demi-puits	
Parois	**Fond**	**Stérile**	**Traitement**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**
Blanc	Blanc	Non	Non	10	40	**655075**	**NC -**	**675075**	**NC -**
Blanc	Blanc	Oui	Haute fixation	10	40	**655074**	**NC -**	**675074**	**NC -**
Noir	Noir	Oui	Haute fixation	10	40	**655077**	**NC -**	**675077**	**NC -**
Noir	Noir	Non	Non	10	40	**655076**	**NC -**	**675076**	**NC -**
Blanc	Transp.	Oui	Haute fixation	10	40	**655094**	**NC -**	-	-
Blanc	Transp.	Non	Non	10	40	**655095**	**NC -**	-	-
Noir	Transp.	Non	Non	10	40	**655096**	**NC -**	**675096**	**NC -**
Noir	Transp.	Oui	Haute fixation	10	40	**655097**	**NC -**	-	-
Transp.	Transp.	Oui	Haute fixation	10	40	-	-	**675161**	**NC -**
Transp.	Transp.	Non	Non	10	40	-	-	**675101**	**NC -**

- 96 puits : volume de travail = 25 - 340 µl
- 96 demi-puits : volume de travail = 15 - 175 µl


DNase RNase | ADN humain | Pyro-gènes

ASTUCE



Plaques de culture noires ou blanches à fond transparent : voir chapitre culture cellulaire

Plaques polystyrène 384 puits, standard ou petit volume, noires, blanches ou transparentes Greiner Bio-One



DNase RNase | ADN humain | Pyro-gènes

- En polystyrène haute qualité
- Non traitée ou traitement permettant une absorption forte
- Noir pour un faible bruit de fond en fluorescence
- Blanc haute réflexion pour luminescence
- Fond transparent µclear ou opaque
- Détrompeur de position
- Repérage alphanumérique des puits

384 puits standard :

- Volume de travail = 15 - 110 µl
- Puits carrés à coins arrondis pour une meilleure récupération du liquide

384 puits petit volume :

- Volume de travail = 4 - 25 µl
- Hauteur de la plaque 7,5 mm
- Puits ronds légèrement coniques amélioration du signal de fluorescence ou luminescence

				384 puits standard				384 puits petit volume - Hi Base				384 puits petit volume - Lo Base			
Parois	**Fond**	**Stérile**	**Traitement**	**Réf.**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**	**Réf.**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**CHF/ carton**
Transp.	Transp.	Non	Non	**781101**	10	100	**NC -**	**784101**	10	40	**NC -**	**788101**	10	80	**NC -**
Transp.	Transp.	Oui	Haute fixation	**781061**	10	40	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-
Transp.	Transp.	Oui	Non	**781162**	10	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-
Transp.	Transp.	Oui	Non	**781185**	1	32	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-
Transp.	Transp.	Oui	Non	**781186**	8	32	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-
Blanc	Blanc	Oui	Haute fixation	**781074**	10	40	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-
Blanc	Blanc	Non	Haute fixation	-	-	-	-	-	-	-	-	**788074**	10	80	**NC -**
Blanc	Blanc	Non	Non	**781075**	10	40	**NC -**	**784075**	10	40	**NC -**	-	-	-	-
Noir	Noir	Oui	Haute fixation	**781077**	10	40	**NC -**	**788077**	-	80	**NC -**	-	-	-	-
Noir	Noir	Non	Non	**781076**	10	40	**NC -**	**784076**	10	40	**NC -**	-	-	-	-
Blanc	Transp.	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	**788095**	10	80	**NC -**
Noir	Transp.	Oui	Haute fixation	**781097**	10	40	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-
Noir	Transp.	Non	Non	**781096**	10	40	**NC -**	-	-	-	-	**788096**	10	80	**NC -**

Plaques pour manipulation acoustique

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
793855	Plaque 384 puits cycloolefine pour manipulation acoustique	60	**NC -**