
Plaques polystyrène 1536 puits, noires, blanches ou transparentes Greiner Bio-One

- Plaque en polystyrène haute qualité
- Non traitée ou traitement permettant une absorption forte
- Noir pour un faible bruit de fond en fluorescence
- Blanc haute réflexion pour luminescence
- Fond transparent µclear ou opaque
- Détrompeur de position
- Repérage alpha numérique des puits
- Hi base : pour une lecture par le haut de la plaque
- Forme des puits : carrés aux angles arrondis
- Volume de travail = 3 - 10 µl



						1536 puits - Hi Base	
Parois	**Fond**	**Stérile**	**Traitement**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**
Transp.	Transp.	Non	Non	15	60	**782101**	**NC -**
Transp.	Transp.	Oui	Haute fixation	15	60	**782061**	**NC -**
Blanc	Blanc	Non	Non	15	60	**782075**	**NC -**
Blanc	Blanc	Oui	Haute fixation	15	60	**782074**	**NC -**
Noir	Noir	Non	Non	15	60	**782076**	**NC -**
Noir	Noir	Oui	Haute fixation	15	60	**782077**	**NC -**
Blanc	Transp.	Non	Non	15	60	**782095**	**NC -**
Blanc	Transp.	Oui	Haute fixation	15	60	**782094**	**NC -**
Noir	Transp.	Oui	Haute fixation	15	60	**782097**	**NC -**
Noir	Transp.	Non	Non	15	60	**782096**	**NC -**


Couvercles Ultra-Low

Profil ultra-bas limitant l'évaporation.

Référence	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
691101	Non	100	**NC -**
691161	Oui	100	**NC -**

Plaques en polystyrène non binding 96, 384 et 1536 puits Greiner Bio-One

- La surface non binding résulte d'une modification chimique stable de groupes fonctionnels liés de façon covalente à la surface du polystyrène
- Propriétés de fixation non-spécifique très réduites (dosage ADN, ARN, protéines)
- Augmentation de la sensibilité du dosage par la réduction du bruit de fond et l'amélioration du ratio signal-bruit
- Surface stable sans dégradation ou interférence
- Disponibles en coloris noir, blanc et transparent et à fond µclear



* puits cheminée

Plaques 96 puits

Profil de puits	Fond U	Fond V	Fond F*	Fond F *	Fond F*	Fond F *	Fond F*
Fond	Transpa.	Transpa.	Transpa.	Plat blanc	Plat noir	µClear®	µClear®
Couleur cadre	Transpa.	Transpa.	Transpa.	Blanche	Noire	Blanche	Noire
Unité d'emb.	10	10	10	10	10	10	10
Unités/carton	40	40	40	40	40	40	40
Référence	**650901B**	**651901B**	**655901**	**655904**	**655900**	**655903**	**655906**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plaques 384 puits

Profil de puits	Fond F	Fond F	Fond F	Fond F	Fond F	Small Vol.™	Small Vol.™
Fond	Plat blanc	Plat noir	Plat µClear®	Plat µClear®	Plat transp.	Plat blanc	Plat noir
Couleur cadre	Blanche	Noire	Blanche	Noire	Transparente	Blanche	Noire
Profil plaque	-	-	-	-	-	HiBase	HiBase
Unité d'emb.	10	10	10	10	10	10	10
Unités/carton	40	40	40	40	40	40	40
Référence	**781904**	**781900**	**781903**	**781906**	**781901**	**784904**	**784900**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plaques 1536 puits - Hi base

Profil de puits	Fond F	Fond F
Fond	Plat blanc	Plat noir
Couleur cadre	Blanche	Noire
Profil plaque	-	-
Unité d'emb.	10	10
Unités/carton	40	40
Référence	**782904**	**782900**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**

DNase RNase

ADN humain

Pyro-gènes

Plaques streptavidine 96 et 384 puits Greiner Bio-One

Plaques 96 et 384 puits coatés à la streptavidine et pré-saturées.

	96 puits	384 puits
Surface coatée (en volume)	300 µl	90 µl
Capacité d'adsorption biotine	› 5 ng/puits ou 20 pmol/puits	› 1,5 ng/puits ou 6 pmol/puits
Variation du coating	‹ 5 %	‹ 8 %
Streptavidin leaching	‹ 5 ng / puits	‹ 1 ng / puits



Référence	Type	Coloris	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
655990	96 puits	Transparent	5	40	**NC -**
655995	96 puits	Blanc	5	40	**NC -**
655996	96 puits	Noir à fond transparent	5	40	**NC -**
655997	96 puits	Noir	5	40	**NC -**
781990	384 puits	Transparent	5	40	**NC -**
781995	384 puits	Blanc	5	40	**NC -**
781996	384 puits	Noir à fond transparent	5	40	**NC -**
781997	384 puits	Noir	5	40	**NC -**

Couvercles

Référence	Désignation	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
020036	Couvercle	Non	100	**NC -**
020037	Couvercle	Oui	100	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com