
Plaques 1536 puits Nunc



Plaques en polystyrène transparent, blanc, noir, spécialement conçue pour les systèmes robotisés. Volume par puits : 10 µl

- **Ouverture arrondie des puits optimisant leur accès par les systèmes de pipetage**
- **Fond plat maximisant la qualité optique et la surface d'image**
- **Jupe facilitant la manipulation par les robots**
- **Faible hauteur (7,4 mm) limitant l'encombrement au stockage et dans les incubateurs**

Réf.	Coloris	Stérile	Couvercle	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
055345	Transparente	Non	Non	30	90	NC -
055346	Noire	Non	Non	30	90	NC -
055347	Blanche	Non	Non	30	90	NC -

Couvercles et couvercles souples Nunc

Couvercles

Trois modèles :

- Couvercle universel, sans pan coupé pour toutes plaques ;
- Couvercle "ultra low profil" de très faible hauteur ;
- Couvercle LowBot, spécifiquement conçus pour la manipulation en robotique, profil très plat, avec jupe courte pour permettre le marquage sur la plaque d'un code-barres sans enlever le couvercle.

Référence	Modèle	Stérile	Compatibilité	Unité d'emb.	Unités/ carton	€HT/ carton
056118	Universel	Oui	Toutes plaques	20	60	NC -
056119	Universel	Non	Toutes plaques	20	60	NC -
056121	Universel	Non	Toutes plaques	20	180	NC -
056105	LowBot et ultra low profil coins coupés	Non	Plaques profil bas, 384 et 1536 puits	25	100	NC -
056106	LowBot et ultra low profil coins coupés	Oui	Plaques profil bas, 384 et 1536 puits	25	100	NC -
055610	Coins coupés	Non	Plaques 384 et 1536 puits	1	60	NC -
056122	Coins coupés	Non	Plaques 384 et 1536 puits	20	180	NC -
056124	Profil bas	Non	Plaques 96 et 384 puits	20	120	NC -
055144	Anneaux de condensation et pans coupés	Oui	Plaques 96 puits PS, deepwell PP	1	50	NC -
055143	Anneaux de condensation et pans coupés	Non	Plaques 96 puits PS, deepwell PP	5	100	NC -

Couvercles souples

- **Utilisables jusqu'à -80 °C pour les élastomères thermoplastiques**
- **Utilisables jusqu'à -20 °C pour les modèles en silicone**
- **Résistent au DMSO, à l'éthanol et au méthanol**
- **Perçables à répétition**

Référence	Modèle	Stérile	Matériau	Coloris	Perçable	Compatibilité	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
054316	Tapis à 96 plots	Oui	Elastomère thermoplastique	Naturel	Oui	Plaque 96 puits multiwell et deepwell PP 055375, 056175 et 055378	1	50	NC -
054317	Tapis à 96 plots	Non	Elastomère thermoplastique	Naturel	Oui	Idem	5	50	NC -
054319	Tapis à 96 plots	Non	Elastomère thermoplastique	Bleu	Oui	Idem	5	50	NC -
056125	Tapis à 96 plots pré-découpés	Non	Silicone	Naturel	Oui	Idem	10	50	NC -

