
Plaques 384 puits Falcon® - Corning BioCoat™

- **Fabrication à partir de polystyrène vierge de grade médical, permettant une meilleure observation microscopique**
- **Microplaques de couleur blanche ou noire, opaques limitant les contaminations croisées**
- **Microplaques blanches et noires fond transparent favorisant l'observation au microscope et la détection par le haut et/ou le fond des puits**
- **Plusieurs traitements de surfaces disponibles Falcon® : culture cellulaire (TC) et standard**

Une gamme spécifique de supports coatés Corning BioCoat™

- **Coatings Poly-Lysine et Collagène favorisant la croissance et l'attachement de certaines primo-cultures et lignées cellulaires**
- **Plaques prêtes à l'emploi**
- **Stockage à température ambiante**
- **Production européenne certifiée ISO 9001 sur le site de Plymouth en Angleterre**



Référence	Volume puits (µl)	Coloris	Fond	Couvercle	Stérile	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Plaques 384 puits en polystyrène pour culture cellulaire								
353961	120	Transparent	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**
353988	120	Blanc	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**
353963	120	Blanc fond transparent	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**
353962	120	Noir fond transparent	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**
Plaques 384 puits Corning BioCoat™ Collagène I								
354666	120	Transparent	Plat	Oui	Oui	5	5	**NC -**
356666	120	Transparent	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**
354667	120	Noir fond transparent	Plat	Oui	Oui	5	5	**NC -**
356667	120	Noir fond transparent	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**
356705	120	Noir fond transparent	Plat	Oui	Oui	20	80	**NC -**
354664	120	Blanc fond transparent	Plat	Oui	Oui	5	5	**NC -**
356664	120	Blanc fond transparent	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**
356702	120	Blanc fond transparent	Plat	Oui	Oui	20	80	**NC -**
354665	120	Blanc	Plat	Oui	Oui	5	5	**NC -**
356665	120	Blanc	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**
356703	120	Blanc	Plat	Oui	Oui	20	80	**NC -**
Plaques 384 puits Corning BioCoat™ Poly-D-Lysine								
354662	120	Transparent	Plat	Oui	Oui	5	5	**NC -**
356662	120	Transparent	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**
354663	120	Noir fond transparent	Plat	Oui	Oui	5	5	**NC -**
354660	120	Blanc fond transparent	Plat	Oui	Oui	5	5	**NC -**
356660	120	Blanc fond transparent	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**
354661	120	Blanc	Plat	Oui	Oui	5	5	**NC -**
356661	120	Blanc	Plat	Oui	Oui	5	50	**NC -**

Plaques 384 puits à fond en verre Corning BioCoat™

- **Fond plat en verre optique épaisseur 200 µm**
- **Idéales pour la microscopie d'imagerie**
- **Cadre noir permettant de limiter le bruit de fond en fluorescence**
- **Fournies avec couvercle**
- **Non traitées : nous consulter**



Traitement	Stérile	Référence	CHF les 10
Collagène I	Non	**004583**	**NC -**
Fibronectine	Non	**004585**	**NC -**
Poly-D-Lysine	Non	**004587**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com