Plaques 384 puits Corning®



Différents traitements : non traitée, culture cellulaire, non binding, poly-D-Lysine, Corning® CellBIND, collagène, fibronectine, multi-coated, Ultra-Low Attachement.


Corning® CellBIND : utilise des ondes pour augmenter l'incorporation d'oxygène dans la surface de culture cellulaire, pour une meilleure adhérence des cellules dans des conditions difficiles.

Ultra-low attachement : avec une couche d'hydrogel qui minimise l'attachement cellulaire.

- **En polystyrène**
- **Fond plat et transparent**
- **Volume puits : 110,5 µl**

					Plaques blanches		Plaques noires	
Traitement	**Couvercle**	**Stérile**	**Unités/ sachet**	**Unités/ carton**	**Référence**	**CHF/ carton**	**Référence**	**CHF/ carton**
Non traitée	Non	Non	25	100	**003763**	**NC -**	**003762**	**NC -**
Culture Cellulaire	Oui	Oui	20	100	**003765**	**NC -**	**003764**	**NC -**
Non binding	Oui	Non	25	100	**-**	**-**	**003766**	**NC -**
Non binding	Non	Non	25	100	**003767**	**NC -**	**-**	**-**
Poly-D-Lysine	Non	Aseptique	20	100	**-**	**-**	**003768**	**NC -**
Poly-D-Lysine	Oui	Aseptique	20	100	**003769**	**NC -**	**-**	**-**
Corning® CellBIND	Oui	Oui	20	100	**-**	**-**	**003770**	**NC -**
Ultra-low attachement	Oui	Oui	20	100	**-**	**-**	**004588**	**NC -**
Collagène	Oui	Aseptique	20	100	**-**	**-**	**004690**	**NC -**
Fibronectine	Oui	Aseptique	20	100	**-**	**-**	**004596**	**NC -**
Multi-coated	Oui	Non	10	10	**-**	**-**	**004589**	**NC -**

Plaques 1536 puits Corning®



- **En copolymère d'oléfine cyclique (COC)**
- **Bord plat pour une meilleure fermeture des plaques**
- **Ultra clair 127 µm**
- **Avec code-barres, soit sur la longueur soit sur la largeur de la plaque**
- **2 versions :**
  - low base, pour une lecture par le haut
  - et high base pour une lecture par le bas

						Code barre sur la longueur		Code barre sur la largeur	
Traitement	**Version**	**Stérile**	**Coloris**	**Unité d'emb.**	**Unités/ carton**	**Référence**	**CHF/ carton**	**Référence**	**CHF/ carton**
Non traitée	Low base	Non	Noir fond transparent	20	100	**004560**	**NC -**	**004675**	**NC -**
Culture cellulaire	Low base	Oui	Noir fond transparent	20	100	**004561**	**NC -**	**004676**	**NC -**
Corning CellBIND	Low base	Oui	Noir fond transparent	20	100	**004563**	**NC -**	**004373**	**NC -**
Poly-D-Lysine	Low base	Non	Noir fond transparent	20	100	**004564**	**NC -**	**004677**	**NC -**
Non traitée	High base	Non	Noir	10	50	**004565**	**NC -**	**004371**	**NC -**
Culture cellulaire	High base	Oui	Noir	10	50	**004566**	**NC -**	**004705**	**NC -**
Non adhérente	High base	Non	Noir	10	50	**004567**	**NC -**	**-**	**-**
Corning CellBIND	High base	Oui	Noir	10	50	**004568**	**NC -**	**-**	**-**
Non traitée	High base	Non	Blanc	10	50	**004570**	**NC -**	**004372**	**NC -**
Culture cellulaire	High base	Oui	Blanc	10	50	**004571**	**NC -**	**004370**	**NC -**
Non adhérente	High base	Non	Blanc	10	50	**004572**	**NC -**	**-**	**-**
Corning CellBIND	High base	Oui	Blanc	10	50	**004573**	**NC -**	**-**	**-**