Microplaques 96 puits

Référence	Fond	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
390963	U	Non	50	NC -
390966	U	Oui	50	NC -
390964	V	Non	50	NC -
390967	V	Oui	50	NC -
390965	Plat	Non	50	NC -
390968	Plat	Oui	50	NC -

- En polystyrène
- Emballage individuel



Couvercles

Référence	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
390969	Non	50	NC -
390970	Oui	50	NC -


Fond U


Fond V


Fond Plat

Plaques 96 puits à fond plat, rond ou conique

porvair

- En polystyrène cristal de haute qualité
- Disponibles en fond plat pour la spectrophotométrie, fond rond (U) ou fond V (minimise les résidus liquides)
- Compatibles avec les robots
- 3 volumes : 240 µl, 300 µl, 350 µl

Référence	Désignation	Volume	Unités/ carton	CHF/ carton
058073	Plaque 96 puits fond plat	350 µl	100	NC -
058074	Plaque 96 puits fond rond	300 µl	100	NC -
058075	Plaque 96 puits fond V	200 µl	100	NC -





Retrouvez toutes les plaques PORVAIR sur www.milian.com

Plaques 96 puits standard blanches et noires

porvair

- Plaques blanches, noires ou noires à puits blancs
- Fond plat, puits 350 µl
- En polystyrène traité culture immuno (high binding) ou non traitées
- Pour toutes les applications en fluorescence, luminescence, scintillation ou tests Elisa

Réf.	Coloris	Couvercle	Type	Unités/ carton	CHF/ carton
043453	Blanc	Non	Standard	100	NC -
043455	Blanc	Oui	Culture cellules	100	NC -
043456	Noir	Non	Standard	100	NC -
043458	Noir	Oui	Culture cellules	100	NC -
043460	Noir et blanc	-	-	100	NC -



