
Microplaques polypropylène 96, 384 ou 1536 puits Greiner Bio-One

- Plaques rigides en polypropylène, norme SBS
- Destinées au stockage d'échantillons
- Peuvent être scellées à froid, à chaud ou avec des tapis
- Résistent à des températures de -196 °C à +121 °C
- Centrifugeables jusqu' à 4800 g
- Option « code barre à façon » possible sur demande : nous consulter

Endo-toxines · ADN humain · DNase RNase · Pyro-gènes



Plaques 96 puits

Référence	Fond	Coloris	Stérile	Volume puits (µl)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
650201	Rond	Naturel	Non	300	10	100	**NC -**
650292*	Rond	Naturel	Non	300	-	32	**NC -**
650261	Rond	Naturel	Oui	300	10	100	**NC -**
650209	Rond	Noir	Non	300	10	100	**NC -**
650207	Rond	Blanc	Non	300	10	100	**NC -**
655201	Plat	Naturel	Non	370	10	100	**NC -**
655209	Plat	Noir	Non	370	10	100	**NC -**
651201	V	Naturel	Non	335	10	100	**NC -**
651209	V	Noir	Non	335	10	100	**NC -**

* Avec couvercle

Plaques 384 puits

Référence	Fond	Coloris	Volume puits (µl)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
781201	Plat	Naturel	140	10	100	**NC -**
781209	Plat	Noir	140	10	100	**NC -**
781207	Plat	Blanc	140	10	100	**NC -**
781280	V	Naturel	130	10	100	**NC -**
781270*	V	Naturel	240	6	60	**NC -**
781271*	V	Naturel	240	6	60	**NC -**


* Deepwell

Plaques 384 puits faible volume

Référence	Fond	Coloris	Volume puits (µl)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
784201	V	Naturel	30	10	100	**NC -**
784209	Plat	Noir	30	10	100	**NC -**

Couvercles souples CapMats pour plaques 96 puits ronds

Référence	Désignation	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
381070	Couvercle souple	Non	10	50	**NC -**
381061	Couvercle souple	Oui	1	50	**NC -**



Plaques 1536 puits (version stérile egalement disponible)

Référence	Fond	Coloris	Volume puits (µl)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
782270	Plat	Naturel	20	15	60	**NC -**

