
## Microplaques 96 puits en polypropylène Nunc



Plaques pour systèmes robotisés


- **Capacité du puits : 0,5 ml à fond rond ou 0,35 ml à fond conique**
- **Bords droits et couvercle à jupe longue pour une meilleure préhension des robots**
- **Avec code-barres sur demande**
- **Fond rond ou conique**
- **Autoclavables**
- **Résistantes à la chaleur de -180 °C à +121 °C**
- **Dimensions : 128 x 86 x 14 mm**

Différents coloris :

- **naturel** : pour les plaques stériles et non stériles conçues pour le screening, la collecte d'échantillons, la chimie combinatoire, les essais en phase liquide et le stockage d'échantillons ;
- **noir** : pour les applications en **fluorescence**, réduction du bruit de fond, la diffusion minimale de la lumière retour ;
- **blanc** : pour les applications en **fluorescence** et en **luminescence**, réflexion maximale du signal, autoluminescence minimale et de l'autofluorescence ;
- rouge, bleu ou jaune : pour les banques d'échantillons, le stockage, la collecte d'échantillons.

### Plaques à fond conique

| Coloris | Naturel stérile | Naturel | Blanc | Noir | Rouge | Bleu | Jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité d'emb. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Unités/carton | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| **Référence** | **055528** | **055529** | **055530** | **055531** | **055532** | **055533** | **055534** |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |



### Plaques à fond rond

| Coloris | Naturel stérile | Naturel | Blanc | Noir | Bleu | Jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité d'emb. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Unités/carton | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| **Référence** | **054309** | **054310** | **054311** | **054312** | **054314** | **054315** |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

### Tapis souples de couverture

| Coloris | Naturel stérile | Naturel | Bleu | Jaune |
|---|---|---|---|---|
| Unité d'emb. | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Unités/carton | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Référence** | **054316** | **054317** | **054319** | **054320** |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

## Plaques 384 puits en polypropylène Nunc



- **Microplaques compatibles avec les systèmes robotisés**
- **Puits carrés à fond rond pour un meilleur accès à l'échantillon et un lavage optimal**

### Applications

- **Conception et stockage de banques d'ADN pour tests génétiques et screening**
- **Synthèse et stockage de composés pour la chimie combinatoire**
- **Versions noires et blanches pour les méthodes en fluorescence et luminescence**

### Plaques standard

Volume total du puits : 120 µl. Volume utile : 10 à 100 µl.

| Coloris | Naturel | Blanc | Noir | Bleu |
|---|---|---|---|---|
| Unité d'emb. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Unités/carton | 120 | 120 | 120 | 120 |
| **Référence** | **054322** | **054323** | **054324** | **054326** |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

### Plaques faible volume

Volume maximal : 58 µl. Volume utile : 35 µl.

| Coloris | Naturel | Naturel stérile | Noir | Blanc |
|---|---|---|---|---|
| Unité d'emb. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Unités/carton | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Référence** | **056271** | **056272** | **056273** | **056274** |
| **CHF/carton** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |