Plaques de stockage en polypropylène 96 puits Falcon®

- En polypropylène faible rétention, résistant à la déformation
- Scellage par tapis ou film
- Compatibles avec les systèmes robotisés
- Plaques standard 96 puits

Référence	Volume/ puits	Fond	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
351190	340 µl	Rond	25	100	NC -
353263	340 µl	Conique	25	100	NC -



Microplaques de stockage en polypropylène 96 puits ABgene®

thermoscientific

- En polypropylène vierge sans additif
- Idéales pour la chimie combinatoire, le stockage
- Volume des puits : 370 µl
- Aux normes SBS
- Fond des puits : rond
- Puits ultra-transparents pour une excellente visibilité des échantilons
- Index alphanumérique

Endo-toxines · DNase RNase · ADN humain

Référence	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
016060	Naturel	100	NC -



Plaques de stockage à 96 puits fond V ABgene®

thermoscientific

- En polypropylène vierge pour le stockage d'échantillons (aucun relargage)
- Jupe renforcée pour la manipulation à l'aide de robots
- Capacité 200 µl par puits
- Aux normes SBS
- Marquage alphanumérique et coin coupé
- Se ferme avec film thermosoudable, adhésif ou barrettes de capuchons
- Egalement disponible avec code-barres à façon

Endo-toxines · DNase RNase · ADN humain

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
016313	Plaque de stockage 96 puits fond V	100	NC -




Plaques Microarray 384 puits ABgene®

thermoscientific

- En polypropylène vierge, d'excellente résistance chimique
- Pour le stockage d'échantillons de faible volume
- Conformes aux standards SBS des microplaques
- Profil bas et côtés renforcés
- Egalement disponibles avec code-barres à façon
- Marquage alphanumérique et coins coupés
- Se ferment avec film thermosoudable, ou un adhésif, ou un tapis souple à septum

Référence	Vol. puits (µl)	Forme puits	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
016444	55	Conique	Naturel	50	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com