Plaques 96 puits rond en polypropylène


- Format SBS, compatible avec automate
- Marquage alphanumérique
- Pour le stockage d'échantillons à 86 °C, la dénaturation d'ADN à 100 °C
- Centrifugeables à 6000 g
- Bords des puits surélevés pour un scellage amélioré
- Produites en salle blanche certifiée classe 8
- Autoclavables
- Dimensions L x l x h (mm) : 127,8 x 85,5 x 14,8



Référence	Nombre de puits	Vol. (µl)	Couleur	Forme du puits	Fond du puits	Unités/ carton	CHF/ carton
135700	96	360	Naturel	Rond	Conique	100	NC -
135701	96	400	Naturel	Rond	Rond	100	NC -

Plaques en polypropylène 24 et 96 et 384 puits

- Plaques multipuits en polypropylène non stérile
- Repères alphanumériques
- Résistent aux hautes températures
- Se ferment à l'aide d'un film plastique ou d'un couvercle



Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
064025	Plaque 24 puits	10	100	NC -
064026	Plaque 96 puits fond plat	10	100	NC -
064027	Plaque 96 puits fond rond	10	100	NC -
064028	Plaque 96 puits fond conique	10	100	NC -
064057	Plaque 384 puits fond plat non stérile	-	100	NC -
064058	Couvercle PP pour plaque PP 24 puits	-	105	NC -
064059	Couvercle PP pour plaque PP 96 puits	-	105	NC -
064060	Couvercle PP pour plaque PP 384 puits	-	105	NC -

Blocs de stockage 0,5 ml, 1 ml et 2 ml Masterblock® Greiner Bio-One

Blocs de stockage à 96 puits pour le screening ou la conservation d'échantillon.

Pyro-gènes
DNase RNase
ADN humain

- Polypropylène à bonne résistance chimique et aux températures élevées
- Scellables à la chaleur, par adhésif ou couvercle souple
- Index alphanumérique
- Compatibilité robotique possible : nous consulter
- Surélévation des puits à 0,5 mm (au lieu de 0,4 mm) permettant un meilleur scellage
- Vitesse de centrifugation en rotor libre : 4800 g sauf référence 780271, 1800 g



Masterblock® - Coloris naturel

Référence	Volume (ml)	Stérile	Forme puits	Fond puits	Unité d'emb.	Unités / carton	CHF/ carton
786201	0,5	Non	Rond	V	8	80	NC -
786261	0,5	Oui	Rond	V	8	80	NC -
780201	1	Non	Rond	U	1	50	NC -
780215	1	Non	Rond	U	5	50	NC -
780261	1	Oui	Rond	U	1	50	NC -
780270	2	Non	Carré	V	1	50	NC -
780285	2	Non	Carré	V	5	50	NC -
780271	2	Oui	Carré	V	1	50	NC -

Couvercles souples pour Masterblock®

Référence	Couvercle souple pour	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
381070	Masterblock 0,5 ml et 1 ml	Non	10	50	NC -
381061	Masterblock 0,5 ml et 1 ml	Oui	1	50	NC -
381080	Masterblock 2 ml	Non	10	50	NC -
381081	Masterblock 2 ml	Oui	1	50	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com