
Plaques de stockage 96 puits 0,8 ml, 1,2 ml et 2,2 ml ABgene®



- **Plaques de stockage pour le stockage des échantillons, polypropylène vierge, sans additif (aucun relargage)**
- **Pour applications en chimie combinatoire, HTS, chimiothèque, etc.**
- **Pour la culture de bactéries, utiliser la plaque 2,2 ml à fond conique avec un adhésif perméable (type 016127)**
- **Bonne transparence pour visibilité des échantillons**
- **Très bonne planéité**
- **Robotisables et centrifugeables**
- **Excellente rigidité**
- **Emballage individuel**
- **Disponibles avec code-barres à façon**
- **Marquage alphanumérique**
- **Se ferment soit par un couvercle rigide, soit par un couvercle souple à 96 picots, soit par un film adhésif, soit par thermosoudage**

DNase RNase — ADN humain — Endo-toxines

Volume	0,8 ml	1,2 ml	1,2 ml	2,2 ml	2,2 ml
Forme puits	Rond	Rond	Carré	Carré	Carré
Fond des puits	Conique	Rond	Rond	Rond	Conique
Unités/carton	50	50	50	50	50
Plaque	AB-0765	AB-0564	AB-1127	AB-0661	AB-0932
Naturel	**016061**	**016069**	**016532**	**016025**	**016086**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Rouge	**016064**	-	-	-	-
CHF/carton	**NC -**	-	-	-	-









Tapis souples

Couvercles souples de fermeture pour plaques de stockage 96 puits.

- **Plots ronds ou carrés**
- **Parfaitement flexibles**
- **Index alphanumérique**
- **Disponibles en version perçable (résistante aux solvants, y compris DMSO) ou autoclavable (non résistant au DMSO)**
- **Produits en salle blanche**





Référence	Tapis pour plaques	Plots	Perçable	Auto-clavable	Unités/ carton	CHF/ carton
016095	0,8 et 1,2 ml	Ronds	Oui	Non	50	**NC -**
016096	0,8 et 1,2 ml	Ronds	Non	Oui	50	**NC -**
016098	2,2 ml	Carrés	Non	Oui	50	**NC -**

Couvercles rigides

Couvercles rigides en polypropylène ou polystyrène adaptables sur toutes les plaques de stockage ABgene. Les couvercles avec rebord facilitent l'empilement des plaques.



Référence	Matériau	Rebord	Unités/ carton	CHF/ carton
016120	Polystyrène	Non	50	**NC -**
016123	Polypropylène	Oui	50	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com