Plaques de stockage à 96 puits 1,2 ml Low Profile ABgene®

thermoscientific



Pour la culture de bactéries.

- En polypropylène 96 puits 1,2 ml à fond rond (1 ml de volume de stockage si fermée avec couvercle souple à plots)
- Ultra compacte, Hauteur : 20 mm
- Egalement disponible avec code-barres à façon
- Low Profile, aux normes SBS
- Capacité 1,2 ml par puits
- Se ferme avec film thermosoudable, couvercle souple ou adhésif poreux

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
016532	Plaque de stockage 96 puits Low Profile	50	422,65 -

Plaques de stockage 48 puits 6 ml ABgene®

thermoscientific




- En polypropylène
- 48 puits de 6 ml
- Peut servir de réservoir pour les automates
- Se ferme par un film adhésif
- Index alphanumérique

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
016099	Plaque 6 ml	50	489,80 -

STOCKAGE SCREENING

Microplaques puits carré à fond V, grand volume

porvair sciences



Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
058093	Microplaque 10 ml 24 puits carrés, fond V	25	NC -

Microplaques et Deepwells 96 puits carrés à fond profond

porvair sciences



- Quel que soit le volume, la hauteur de la plaque est identique, ce qui rend son utilisation facile pour les systèmes robotisés
- Hauteur : 45 mm
- Trois volumes : 350 µl, 1 ml et 2 ml
- En polypropylène sélectionné comme peu relargant
- Fond conique facilitant la concentration des échantillons ou leur récupération

Réf.	Volume	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
043449	350 µl	Non	50	NC -
043450	1 ml	Non	50	NC -
043451	2 ml	Non	50	NC -

Tapis souple

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
043452	Tapis souple pour plaque puits carrés	50	NC -