Microplaques 96 puits Deepwell à puits renforcées

porvair sciences

DNase RNase



058119



- En polypropylène, résistant au broyage d'échantillons par billes
- Puits renforcés
- Idéales pour l'extraction d'ADN de plantes
- Résistantes à -80 °C
- Vol. total : 2 ml / Vol. de travail : 1,90 ml
- Hauteur des puits : 45 mm
- Version stérile ou non stérile


Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
058119	Plaque 96 puits DeepWell renforcée	50	NC -
058120	Plaque 96 puits DeepWell renforcée stérile	50	NC -
058121	Tapis de bouchons pour plaque 96 puits DeepWell renforcée	50	NC -

Microplaques 384 puits carrés à fond rond ou V

- **Extra plates**
- **Trois volumes : 58 µl, 120 µl et 300 µl**
- **En polypropylène, stériles ou non stériles**

Référence	Puits	Volume (µl)	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
058091	Rond	58	Non	60	505,20 -
058092	V	300	Non	48	640,40 -
043509	V	300	Oui	48	1109,85 -





Prix indicatifs. Consultez www.milian.com