Microplaques Deepwell 96 et 384 Eppendorf



- **Matrice OptiTrack® :** marquage alphanumérique associé à des rebords de couleurs
- **Design de puits RevoverMax® :** géométrie de puits optimisée, sans aucun angle aigu. Pour la récupération maximale des échantillons
- **g-safe® :** résistance à la centrifugation jusqu'à 6 000 g (5 000 g pour les plaques stériles)
- **Conformes au standard SBS**
- **Surface plane avec rebords surélevés assurant un scellage efficace**
- **Température d'utilisation : de -86 °C à 100 °C**
- **Autoclavables (121 °C, 20 min.)**

Nbr. puits	Volume (µl)	Qualité	Unités/ carton	Bleu	Blanc	Jaune	Vert	CHF/ carton	Unités/ carton	Blanc	CHF/ carton
96	2000	PCR clean	20	034285	034281	034282	034284	NC -	80	034291	NC -
96	2000	Stérile	20	034290	034286	034287	034289	NC -	80	034296	NC -
96	2000	PCR clean, Protein LoBind	20	-	933088	-	-	NC -	-	-	-
96	1000	PCR clean	20	034245	034241	034242	034244	NC -	80	034261	NC -
96	1000	Stérile	20	034250	034246	034247	034249	NC -	80	034266	NC -
96	1000	PCR clean, DNA LoBind	20	034255	034251	-	-	NC -	80	034271	NC -
96	1000	PCR clean, Protein LoBind	20	-	034256	034257	-	NC -	80	034276	NC -
96	500	PCR clean	40	034204	034200	034201	034203	NC -	120	034220	NC -
96	500	Stérile	40	034209	034205	034206	034208	NC -	120	034225	NC -
96	500	PCR clean, DNA LoBind	40	034214	034210	-	-	NC -	120	034230	NC -
96	500	PCR clean, Protein LoBind	40	-	034215	034216	-	NC -	120	034236	NC -
384	200	PCR clean	40	-	034301	-	-	NC -	120	034321	NC -
384	200	Stérile	40	-	034306	-	-	NC -	120	034326	NC -
384	200	PCR clean, DNA LoBind	40	-	034311	-	-	NC -	120	034331	NC -
384	200	PCR clean, Protein LoBind	40	-	034316	-	-	NC -	120	034336	NC -

- **Contrôlées par lot :**
  - **PCR clean : exemptes d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR ou**
  - **stériles : disponibles en qualité DNA LoBind et Protein LoBind, à très faible adsorption moléculaire, stériles**



Saisissez la référence sur **MILIAN.COM** pour voir la vidéo produit

Tapis Sealing mats Eppendorf en TPE



Tapis pour plaques puits carrés (2000 µl)	Tapis pour plaques puits ronds (500 - 1000 µl)	Unités/ carton	CHF/ carton
033826B	035044B	50	NC -

Couvercles - En polystyrène transparent, conditionnés en 5 sachets de 16.

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
035719	Couvercle PCR CLEAN pour microplaques ou Deepwell	80	NC -
035720	Couvercle stérile pour microplaques ou Deepwell	80	NC -

Saisissez la référence sur milian.com pour retrouver le guide des niveaux de pureté Eppendorf



