Plaques Deepwell Treff 0,5 ml, 1,2 ml et 2,2 ml

Conçues pour le stockage ou le screening.

- Plaques en polypropylène ou en polystyrène à 96 puits
- Polymère 100% vierge, sans additifs
- Production entièrement automatisée en salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1
- Exemptes de RNase, DNase, ADN humain, endotoxines, inhibiteurs de PCR et d'ATP
- Étanchéité testée
- Test permanent de la planéité et de l'épaisseur des parois
- Puits à fond rond
- Norme ANSI/SLAS 2004 pour la manipulation robotique
- Convient aux dispositifs de séparation magnétique
- Marquage alphanumérique
- Prêt à l'emploi (CleanRoom Pure)
- Résistent à une large plage de température PP approximativement -80 °C à +121 °C (autoclavage 20 minutes, 100% d'humidité) selon DIN EN 285. PS -20 °C à 60 °C
- Résistent à la centrifugation jusqu'à 6000 g si utilisées avec des tapis de centrifugation Trefflab
- Empilables
- Fermeture par tapis souple ou par adhésif
- Bords avec puits surélevés afin d'éviter les contaminations croisées

Plaques 0,5 ml (puits ronds)

Référence	Vol. (ml)	Matériau	Puits	Stérile	Unité d'emb.	Unités / carton	CHF/ carton
034112B	0,5	Polypropylène	Ronds	Non	7	56	NC -
034174	0,5	Polypropylène	Ronds	Oui	7	56	NC -
034113	Couvercle souple pour 034112B				50	50	NC -

Plaques 1,2 ml (puits ronds)

Réf.	Vol. (ml)	Bords surélevés	Matériau	Stérile	Unité d'emb.	Unités / carton	CHF/ carton
034050	1,2	Non	Polystyrène	Non	4	32	NC -
034051	1,2	Non	Polypropylène	Non	4	32	NC -
034052	1,2	Non	Polystyrène	Oui	4	32	NC -
034053	1,2	Non	Polypropylène	Oui	4	32	NC -
034170	1,2	Oui	Polypropylène	Non	4	32	NC -
034171	1,2	Oui	Polystyrène	Oui	4	32	NC -
034172	1,2	Oui	Polypropylène	Oui	4	32	NC -
034173	1,2	Oui	Polystyrène	Non	4	32	NC -
034113	Couvercle souple				50	50	NC -



Plaques 2,2 ml (puits carrés, fond rond)

Référence	Volume (ml)	Matériau	Puits	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
034055	2,2	Polypropylène	Carrés	Non	4	32	NC -
034190	2,2	Polypropylène	Carrés	Oui	4	32	NC -
034056	Couvercle souple pour 034055				50	50	NC -

Microplaques Deepwell 2,5 ml Labcon

- Puits carrés
- Volume total 2,5 ml, 2,2 ml avec tapis de bouchons
- Coin avec marquage noir pour une bonne orientation de la plaque
- Avec ou sans couvercle
- Microplaque et couvercle en polypropylène, autoclavables
- Résistantes à -80 °C



Référence	Désignation	Unités / carton	CHF/ carton
949480	Plaque 96 puits	10	NC -
949481	Plaque 96 puits avec couvercle	10	NC -

Tapis de bouchons

- En silicone
- Autoclavable à 121 °C
- Adapté pour plaques PCR 96 puits carrés

Référence	Désignation	Unités / carton	CHF/ carton
950692	Tapis de bouchons	50	NC -

Microplaques 96 puits Deepwell Labcon

- Marquage alphanumérique
- Surface interne lisse pour une meilleur récupération des échantillons
- Format SBS utilisable avec systèmes robotisés
- Autoclavable
- Résistante à -80 °C



Référence	Volume (ml)	Stérile	Unité d'emb.	Unités / carton	CHF/ carton
949478B	1,2	Non	10	100	NC -
950621		Oui	10	100	NC -
949529	2.2	Non	10	100	NC -
949530		Oui	10	100	NC -
949471B*		Non	10	100	NC -

*Pour application médico-légale

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com