Plaques Deepwell 96 puits Matrix



- En polypropylène
- Puits à fond rond, volume par puits : 1 ml ou 2 ml
- 96 puits
- Format SDS pour la manipulation robotisée
- Translucide
- Marquage alphanumérique des puits
- Puits cheminée évitant les risques de contaminations croisées lors du remplissage des puits

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
446197	Microplaque Martrix Deepwell 1 ml, 96 puits	40	NC -
446875	Microplaque Martrix Deepwell 2 ml, 96 puits	40	NC -

Tapis de bouchons Cap Mat



Réf.	Cap Mat pour	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
446049	Bloc 1 ml, plaque 96 puits ronds et Snap Racks	Non	100	NC -
446050	Bloc 1 ml, plaque 96 puits ronds et Snap Racks	Non	10	NC -
446051	Bloc 1 ml, plaque 96 puits ronds et Snap Racks	Oui	10	NC -
446454	Bloc 2 ml, puits carrés	Non	100	NC -
446440	Bloc 2 ml, puits carrés	Non	10	NC -

Microplaques UNIPLATE Whatman™

cytiva



En polypropylène transparent. Idéal pour applications ci-dessous.

- Chimie combinatoire
- Stockage cryo d'échantillons
- Mini-préparations de plasmides
- Etude par lots d'antigènes/anticorps
- Stockage de DMSO, de poudres et cryostockage
- Comptage par scintillation
- Culture de tissus

Réf.	Base puits	Forme puits	Vol. (µl)	Nbre de puits	Unités/ carton	CHF/ carton
036065	Ronde	Carré	2000	96	25	NC -
036066	Plate	Rectangulaire	5000	48	25	NC -

Couvercle et tapis souple

Référence	Désignation	Unités / carton	CHF/ carton
036051	Couvercle en polystyrène transparent	100	NC -

Plaques à 24 puits de 10 ml Whatman™

cytiva



- Nettoyage et stockage de composés
- Midi-préparation d'ADN de plasmides
- Purification de vecteurs recombinants
- Culture de bactéries et champignons

Réf.	Matière plaque	Base puits	Forme puits	Vol. puits	Nombre de puits	Unités/ carton	CHF/ carton
036067	PP naturel	Ronde	Carré	10 ml	24	25	NC -
036698	PP stérile naturel	Ronde	Carré	10 ml	24	25	NC -