## Plaques Deepwell 96 et 384 puits



- Idéales pour le stockage à long terme
- HTS, compatibles avec la plupart des robots
- Format SBS, ANSI/SLAS 1/2004
- Bords des puits légèrement relevés pour faciliter le scellage avec films et tapis
- Ultra-clear pour une bonne visualisation des échantillons
- En polypropylène vierge pour une bonne récupération des échantillons, ainsi que bonne résistance chimique et stockage à long terme
- Version stérile exempte de pyrogènes
- Marquage alphanumérique a-H et 1-12
- Autoclavables, empilables

ADN humain · Endo-toxines · DNase RNase



| Référence | Nbr de puits | Volume | Puits | Fond | Stérile | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840879 | 96 | 1,1 ml | Rond | Rond | Non | 50 | NC - |
| 840885 | 96 | 1,1 ml | Rond | Rond | Oui | 50 | NC - |
| 840886 | 96 | 2 ml | Rond | Rond | Non | 50 | NC - |
| 840887 | 96 | 2 ml | Rond | Rond | Oui | 50 | NC - |
| 840888 | 96 | 1,1 ml | Carré | V | Non | 50 | NC - |
| 840889 | 96 | 2 ml | Carré | V | Non | 50 | NC - |
| 840890 | 96 | 2 ml | Carré | V | Oui | 50 | NC - |
| 840891 | 384 | 240 µl | Carré | V | Non | 50 | NC - |
| 840892 | 384 | 240 µl | Carré | V | Oui | 50 | NC - |

### Tapis

| Référence | Pour plaque à puits | Stérile | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 840880 | Rond | Non | 50 | NC - |
| 840893 | Rond | Oui | 50 | NC - |
| 840894 | Carré | Non | 50 | NC - |
| 840895 | Carré | Oui | 50 | NC - |

## Plaques Deepwell puits carrés en polypropylène




- Format SBS, compatible avec automate
- Marquage alphanumérique
- Pour le stockage d'échantillons à 86 °C , la dénaturation d'ADN à 100 °C
- Centrifugeables à 6000 g
- Bords des puits surélevés pour un scellage amélioré
- Plaques noires pour les échantillons sensibles à la lumière
- Plaques de couleur pour l'identification
- Produites en salle blanche certifiée classe 8
- Autoclavables

| Référence | Nombre de puits | Volume | Couleur | Forme du puits | Fond du puits | Dimensions L x l x h (mm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135728 | 24 | 10 ml | Naturel | Carré | Conique | 127,8 x 85,5 x 44,2 | 50 | NC - |
| 135727 | 48 | 4,6 ml | Naturel | Carré | Rond | 127,8 x 85,5 x 41,2 | 50 | NC - |
| 135718 | 96 | 1,6 ml | Naturel | Carré | Rond | 127,8 x 85,5 x 31,6 | 50 | NC - |
| 135719 | 96 | 1,6 ml | Naturel | Carré | Conique | 127,8 x 85,5 x 31,6 | 50 | NC - |
| 135720 | 96 | 2 ml | Naturel | Carré | Conique | 127,8 x 85,5 x 44,2 | 50 | NC - |
| 135721 | 96 | 2 ml | Noir | Carré | Conique | 127,8 x 85,5 x 44,2 | 50 | NC - |
| 135722 | 96 | 2 ml | Bleu | Carré | Conique | 127,8 x 85,5 x 44,2 | 50 | NC - |
| 135723 | 96 | 2 ml | Jaune | Carré | Conique | 127,8 x 85,5 x 44,2 | 50 | NC - |
| 135724 | 96 | 2 ml | Rouge | Carré | Conique | 127,8 x 85,5 x 44,2 | 50 | NC - |
| 135725 | 96 | 2,2 ml | Naturel | Carré | Rond | 127,8 x 85,5 x 41,6 | 50 | NC - |
| 135726 | 96 | 2,3 ml | Naturel | Carré | Conique | 127,8 x 85,5 x 41,7 | 50 | NC - |
| 135729 | 384 | 240 µl | Naturel | Carré | Conique | 127,8 x 85,5 x 24,9 | 50 | NC - |
| 135763 | 96 | 2,2 ml | Naturel | Carré | Rond | 127,8 x 85,5 x 44,2 | 50 | NC - |
| 135764 | 384 | 300 µl | Naturel | Carré | Conique | 128,15 x 85,5 x 30,2 | 50 | NC - |

## Plaques Deepwell puits ronds en polypropylène




- Format SBS, compatible avec automate
- Marquage alphanumérique
- Pour le stockage d'échantillons à 86 °C , la dénaturation d'ADN à 100 °C
- Centrifugeable à 6000 g
- Bords des puits surélevés pour un scellage amélioré
- Plaques noires pour les échantillons sensibles à la lumière
- Plaques de couleur pour l'identification
- Produites en salle blanche certifiée classe 8
- Autoclavables

| Référence | Nombre de puits | Volume (ml) | Couleur | Forme du puits | Fond du puits | Dimensions L x l x h (mm) | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135702 | 96 | 1 | Naturel | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 33 | 50 | NC - |
| 135703 | 96 | 1 | Naturel | Rond | Conique | 127,8 x 85,5 x 33 | 50 | NC - |
| 135704 | 96 | 1 | Naturel | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 42 | 50 | NC - |
| 135705 | 96 | 1 | Noir | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 42 | 50 | NC - |
| 135706 | 96 | 1 | Bleu | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 42 | 50 | NC - |
| 135707 | 96 | 1 | Jaune | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 42 | 50 | NC - |
| 135708 | 96 | 1 | Rouge | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 42 | 50 | NC - |
| 135709* | 96 | 1 | Naturel | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 41,5 | 50 | NC - |
| 135710* | 96 | 1 | Noir | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 41,5 | 50 | NC - |
| 135711* | 96 | 1 | Bleu | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 41,5 | 50 | NC - |
| 135712* | 96 | 1 | Jaune | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 41,5 | 50 | NC - |
| 135713* | 96 | 1 | Rouge | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 41,5 | 50 | NC - |
| 135760* | 96 | 1,1 | Naturel | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 42 | 50 | NC - |
| 135761 | 96 | 1,2 | Naturel | Rond | Rond | 127,8 x 85,5 x 42 | 50 | NC - |

* Pas de bords surélevés.