
Films pour cultures cellulaire et microbienne

Film poreux AeraSeal™ ClearLine®



- **Film adhésif hydrophobe poreux de 140 µm d'épaisseur totale**
- **Favorise un échange gazeux uniforme dans tous les puits**
- **Non-cytotoxique**
- **Hautement perméable aux gaz**
- **Se perce facilement avec une pointe de pipette pour la récupération des échantillons**
- **Utilisable de -20 °C à +80 °C**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
760214	Film adhésif AeraSeal™	100	**NC -**
760215	Film adhésif AeraSeal™ stérile	50	**NC -**
765247	Rouleau film AeraSeal™ non stérile, 81 mm x 100 m	-	**NC -**

Film poreux BreathSeal pour culture Greiner Bio-One



Film poreux perméables aux gaz pour plaques de culture cellulaire.

Réf.	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
676050	Film poreux BreathSeal	50	50	**NC -**
676051	Film poreux BreathSeal stérile	50	50	**NC -**

Films adhésifs Breathe Easy et Breathe Easier



- **Films permettant l'échange d'oxygène, de CO_2, et des vapeurs d'eau**
- **Non cytotoxiques, stériles, facilitent la culture de cellules**
- **Avec deux languettes de positionnement amovibles**

Spécificités Breathe - Easy

- **L x l (cm) : 5,24 x 8,25**
- **Transparent aux UV jusqu'à 300 nm**

Spécificités Breathe - Easier

- **Résiste aux agents caustiques et aux solvants de -20 °C à +80 °C**
- **L x l (cm) : 15,24 x 8,89**
- **Se perce facilement avec une pointe de pipette**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
053472	Film adhésif Breathe - Easy	100	**NC -**
053473	Film adhésif Breathe - Easier	100	**NC -**


Films adhésifs stériles Nunc



Films adhésifs adaptables à toutes les microplaques.
Films rayonne perméables aux gaz, pour la culture cellulaire et microbiologique.

Réf.	Matériau	Perçable	RNase free	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
055049	Polyester	Non	Non	Oui	800	**NC -**
056261	Rayonne	Oui	Non	Oui	50	**NC -**
056262	Rayonne	Non	Oui	Non	50	**NC -**
056487	Polyester	Non	Oui	Non	1000	**NC -**

Film adhésif perméable aux gaz



Film permettant la ventilation des cultures tout en réalisant une barrière contre les contaminations bactériennes. Il est possible de couvrir le film perméable d'un autre film étanche ou d'un couvercle.

- **Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C**
- **Dimensions : 151 x 84 mm**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
016127	Film perméable au gaz	50	**NC -**