Films pour stockage à court terme, incubation et ELISA

Film universel pour microplaques



- Film adhésif universel pour microplaques de toutes marques
- Non toxique
- Pré-découpé en feuille de format microplaque ou en rouleau

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
020100	Film adhésif pré-découpé	100	NC -
064031	Film adhésif pré-découpé stérile emb. unitaire	50	NC -

Film plastique adhésif



Film adhésif pour le stockage courte durée ou le transport.

- Pelable à la main
- Perçable
- Température d'utilisation : -40 °C à +80 °C

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
016126	Film adhésif stockage	100	NC -

Film Dynex M30

Film universel de très grande qualité pour toutes microplaques.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
047235	Film Dynex M30	100	NC -

Films pré-percés


Film X-Pierce™ ClearLine®



- Film vinyl 89 µm avec couche adhésive 18 µm
- Avec X de pré-découpe pour percer plus facilement l'adhésif avec une pointe de pipette lors du prélèvement d'échantillons
- Après prélèvement et retrait de la pointe, le "X" se referme et l'échantillon est toujours protégé de toute contamination
- Dimensions : 79,4 x 145,5 mm
- Température d'utilisation : -40 °C à +90 °C

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
760234	Film X-Pierce™	100	NC -
760235	Film X-Pierce™ stérile	50	NC -

Film EZ-Pierce™ ClearLine®



- Film facilement perçable
- Film de polyéthylène, épaisseur 70 µm
- Adhésif acrylique
- Pour la récupération directe des échantillons avec des pointes de pipettes mono-canal, multicanaux ou des systèmes robotisés
- Dimensions : 82,6 x 146,1 mm
- Utilisable de -40 °C à +90 °C

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
760216	Film adhésif EZ-Pierce™	100	NC -
760247	Film adhésif EZ-Pierce™ stérile	50	NC -